

Caixa de 10 botões para acesso direto às funções de assento

A nova caixa de 10 botões opcional na nova eletrónica LiNX fornece uma alternativa para acesso rápido às funções de assento. Poderá usar a caixa de funções enquanto conduz para se adequar ao terreno ou simplesmente pode aceder às funções de assento através de um botão.



É uma alternativa fácil para alcançar os atuadores e pode ser montada em 3 posições diferentes: imediatamente atrás do joystick, no apoio de braços contrário ou na posição de acompanhante.



- É tão simples como pressionar um único botão e é ideal para utilizadores que têm dificuldades em alcançar ou posicionar a mão nos botões do comando.
- A caixa de 10 botões pode ser usada como atuador numa única configuração ou num sistema mais complexo até 5 atuadores.
- Os atuadores podem ser ajustados enquanto conduz de forma a manter uma ótima posição sentado para conforto e confiança melhorados.
- Pode ser montada como uma peça extra e quando as necessidades do utilizador mudarem, basta ligar, não necessitando de programação.

Para mais informação sobre a eletrónica Invacare LiNX visite: www.invacarelinx.com