

INVACARE PORTUGAL II, LdaRua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia 45°

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45° com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinção de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido preto PU TR26 e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno; apoios de pernas destacáveis e rebatíveis, ajustáveis em ângulo com apoio de pés ajustáveis em ângulo e profundidade, apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; chassi compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 24" com eixo de extração rápido com aro motor de alumínio (opção de 16" com eixo fixo e travões de acompanhante), várias opções de posicionamento para tronco e apoio de cabeça; rodas anti-volteio integradas, kit de transporte com certificação ISO.

Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15) Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	NC	P.R.P. €
BXA0015	Rea DAHLIA 45°		1.987,26 €
BXA8000	Especial		
PROPULSÃO			
BXA0020	Versão trânsito OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXA1546 (+ 249.83€)	NC: 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, ,1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0035	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, 0430, 1505,	<input checked="" type="checkbox"/>
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO			
LARGURA ASSENTO			
BXA0050	39 cm (chassis pequeno)		<input type="radio"/>
BXA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 44 cm (chassis médio)		<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0070	49 cm (chassis comprido)		<input type="radio"/>
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) atenção: tem impacto quando seleciona mesa			
BXA0080	Mais 5 cm		<input type="radio"/>
BXA0090	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	NC: 1685, 1687	<input type="radio"/>
BXA0100	<input checked="" type="checkbox"/> Sem PRÉ-AJUSTE	NC: 0420, 0430	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDADE ASSENTO			
BXA0110	<input checked="" type="checkbox"/> Reg. 43-50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASSENTO ver Tabela 1 no final deste documento			
BXA0120	35 cm (rodas traseiras 20" ou 16")	NC: 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1465, 1525, 1535	<input type="radio"/>
BXA0130	38 cm (rodas traseiras 22", 20" ou 16")	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1535	<input type="radio"/>
BXA0140	40 cm (rodas traseiras 20")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535	<input type="radio"/>
BXA0150	43 cm (rodas traseiras 20" ou 22")	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1535	<input type="radio"/>
BXA0160	<input checked="" type="checkbox"/> 45 cm (rodas traseiras 24" ou 22")	NC : 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1515	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0170	48 cm (rodas traseiras 24" ou 16")	NC : 1395, 1400, 1515, 1525	<input type="radio"/>
BXA0180	50 cm (rodas traseiras 16")	NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687	<input type="radio"/>
BASCULAÇÃO DO ASSENTO			
BXA0200	Basculação de Assento 45°		<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0190	Basculação de Assento 30°		<input type="radio"/>
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO			
BXA0207	<input checked="" type="checkbox"/> 30° reclinção de Encosto		<input checked="" type="checkbox"/>



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ASSENTO		
BXA0210	◆ Regulável em profundidade 43-50cm	◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO		
BXA0230	◆ Flosshape	◆
BXA0240	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG NC : 0290, 0300, 0305	154,50 €
BXA0280	Sem Almofada de assento NC : 0290, 0300, 0305	○
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO		
BXA0290	Preto veludo TR35	○
BXA0300	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0305	Capa Spacer TR36	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
BXA0320	Retos (para aplicar encostos Flex3)	◆
TIPO DE ENCOSTO		
BXA0390	◆ Flex3, placa de encosto rígida, ajust. em largura NC : 0450, 0515, 1225	◆
BXA0400	Flex3, tela de encosto regulável em tensão NC : 0430	○
AJUSTES DA LARGURA DO ENCOSTO FLEX3		
BXA0420	Encosto com + 5 cm	○
BXA0430	Encosto com + 10 cm NC: 1685, 1687	○
BXA0440	◆ Sem ajuste em largura	◆
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
BXA0450	Lona Almofadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão	○
BXA0460	◆ Almofada LAGUNA, contorno lateral ligeiro NC: 1225	◆
BXA0470	Almofada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido) NC: 0535, 1225	170,34 €
BXA0480	Almofada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular NC: 1225	170,34 €
TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO		
BXA0520	Preto veludo TR35	○
BXA0530	◆ Preto PU TR26	◆
BXA0535	Capa Spacer TR36	○
PUNHOS DE EMPURRAR		
BXA0540	Barra de empurrar ajustável em ângulo	170,34 €
BXA0550	Individuais, ajustáveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)	○
BXA0560	◆ Conectados (sem hardware para apoio de cabeça)	◆
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO		
BXA0580	◆ Basculação de assento por pistões de gás	◆
BXA0595	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando com fio (NC : 0600, 0630, 1860)	738,13 €
BXA0600	◆ Reclinação do encosto por pistão de gás	◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS		
APOIO DE PÉS CENTRAL		
BXA0630	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abdutor, extensão de patim e Kit clínico NC: 0650, 0655, 0660, 0670, 0680, 0690, 0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0770, 1000, 1270, 1280, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313,	454,23 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS		
BXA0640	Posição baixa, standard	○
BXA0650	Posição alta para patins com tubo longo	◆
BXA0655	Posição para apoio de pernas a 90° NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
BXA0660	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790, 1290	◆
BXA0670	Fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	○



0390

0400



0460

0480



0470

0450



0540




0630

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA0680	Fixo a 90 °, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq. NC: 0780, 0800, 0810, 1270, 1465, 1470, 1475	○
BXA0690	Apoio esq. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	147,63 €
APOIO DE PERNA DIREITO		
BXA0710	◆ Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290	◆
BXA0720	Patim fixo a 80 °, rebatível para o interior e exterior (NC 1270)	○
BXA0730	Patim fixo a 90 °, rebat. p/ interior e exterior - alu 2003, dir. NC: 0820, 0840, 0850, 1270, 1465, 1475	○
BXA0740	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008 NC: 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	147,63 €
PATIM ÚNICO		
BXA0760	Regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	158,98 €
BXA0770	Regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36 cm) NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	158,98 €
PATIM ESQUERDO		
BXA0780	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0790	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	○
BXA0800	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0810	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.	◆
PATIM DIREITO		
BXA0820	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim NC: 1280, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0830	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	○
BXA0840	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim 1280, 1290, 1300, 1311, 1312, 1313	○
BXA0850	◆ Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.	◆
APOIO DE BRAÇOS (Regulável em altura, fecho automático incluído)		
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
BXA0860	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm, esq	○
BXA0870	◆ Almofada standard	◆
BXA0875	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○
BXA0880	Almofada larga (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0890	Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluído) NC: 0980;1710; 1715;1720;1730;1740	124,92 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
BXA0920	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm	○
BXA0930	◆ Almofada standard, regulável altura 23-32 cm	◆
BXA0935	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard	○
BXA0940	Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16")	○
BXA0950	Hemiplégico NC. c/ mesa apoio, 0980, 1710, 1715, 1720, 1730, 1740	124,92 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO		
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS		
BXA0975	Protetor lateral (não almofadado) reforçado	135,19 €
BXA0980	Almofada p/ proteção do resguardo lateral	85,17 €
OPÇÕES ASSENTO		
BXA0990	Capa incontinência	39,75 €







BXA0660 e BXA0710




0980

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA1000	Peça abductora NC: 1020	119,23 €
BXA1010	Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimétrico (kit 2 placas)	68,13 €
BXA1020	Placa de assento para aumento de altura em 2 cm	68,13 €
BXA1030	Escala basculação de assento	34,07 €
OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA		
BXA1040	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	193,05 €
BXA1060	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	215,76 €
BXA1070	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	51,10 €
BXA1041	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	181,69 €
BXA1042	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	181,69 €
BXA1043	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	193,05 €
BXA1044	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	193,05 €
BXA1045	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	352,03 €
BXA1046	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard NC : 1050, 1070	352,03 €
Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)		
BXA1047	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)	215,76 €
BXA1048	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)	283,74 €
BXA1049	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx	194,67 €
BXA1100	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard	96,52 €
BXA1110	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard	96,52 €
BXA1140	Suporte de tronco com braço standard (esq.)	79,50 €
BXA1150	Suporte de tronco com braço standard (dir.)	79,50 €
BXA1180	Suporte de tronco rebatível (esq.)	90,85 €
BXA1190	Suporte de tronco rebatível (dir.)	90,85 €
BXA1200	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)	107,88 €
BXA1210	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)	107,88 €
BXA1225	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par	68,13 €
BXA1240	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)	17,04 €
BXA1260	Escala reclinção do encosto	28,39 €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS		
BXA1270	Extensão de patim esquerdo NC: 1300	11,36 €
BXA1280	Extensão de patim direito NC: 1300	11,36 €
BXA1290	Cinto de pés para patim único	17,04 €
BXA1300	Cobertura acolchoada para patins individuais	85,17 €
BXA1310	Suporte de gêmeos almofadado	85,17 €
BXA1311	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	181,69 €
BXA1312	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	181,69 €
BXA1313	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)	181,69 €
CHASSIS		
CORES DE CHASSIS		
BXA1320	Azul	◆
BXA1330	Cinza prata	○
BXA1340	Vermelho	○

1000 1010 1030 1040 1060 1070 1100 / 1110 1140 / 1150 1180 / 1190 1200 / 1210 1310 


1320 - 1365

Código	Descrição	P.R.P. €
BXA1350	Champagne	○
BXA1360	Verde petróleo	○
BXA1365	Sem faixa de cor	○
FORQUETAS		
BXA1370	◆ Fixas	◆
BXA1380	Extração rápida das forquetas	56,78 €
RODAS DIANTEIRAS		
BXA1395	Maciças medio 100X27 (4") pretas	○
BXA1400	Semi-maciça 125 x 27	○
BXA1415	Semi maciças (soft) 140X45 pretas	○
BXA1435	◆ Maciças 150X30 pretas	◆
BXA1455	Maciças 200X32 pretas	○
BXA1465	Pneumáticas 200 x 32 pretas	○
BXA1475	Maciças 200X45 pretas	○
FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS		
BXA1480	◆ Eixo de extração rápida QR	◆
BXA1490	Eixo Fixo 1685, 1687	○
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
BXA1505	16" (maciças) Rodas Fixas (NC : 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	○
BXA1515	20". Rodas extração rápida (NC : 1542, 1546, 1585, 1590, 1660)	○
BXA1525	22" Rodas extração rápida (NC : 1660)	○
BXA1535	◆ 24" Rodas extração rápida	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS		
BXA1542	◆ Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1620)	◆
BXA1544	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	170,34 €
BXA1546	Rodas com travão tambor Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	249,83 €
TIPO DE PNEU		
BXA1565	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BXA1585	Maciço Preto (1" 3/8)	○
AROS-MOTORES		
BXA1610	◆ Alumínio	◆
BXA1620	Cobertura anti-derrapante	90,85 €
PROTECTORES RAIOS		
BXA1670	Frost	113,56 €
SEGURANÇA		
TRAVÃO		
BXA1680	◆ Standard	◆
BXA1685	Travão unilateral esq.	113,56 €
BXA1687	Travão unilateral dta.	113,56 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
BXA1690	Cinto pélvico	51,50 €
BXA1691	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	124,92 €
BXA1692	ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	124,92 €
BXA1693	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	147,63 €
BXA1694	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	147,63 €
ACESSÓRIOS		
BXA1710	Mesa ajustavel em profundidade 1725	187,37 €
BXA1715	Mesa ajustável em profundidade com almofada para cotovelos 1725	238,48 €
BXA1720	Almofada para mesa 1730	85,17 €
BXA1725	Almofada e Cunha para mesa 1730	85,17 €



BXA1730	Mesa rebatível	1740	198,73 €
BXA1740	Kit bloqueio para mesa		17,04 €
BXA1810	Hardware para fixação de cintos (par, aplicados na zona frontal do assento)		51,10 €
BXA1820	Hardware para fixação de coletes (tem de seleccionar um apoio de cabeça/pescoço)		51,10 €
BXA1830	Ponteira para auxiliar a trepar passeios	1860	55,64 €
BXA1850	Kit fixação transporte (ocupante sentado)		○
BXA1860	Suporte para ventilador e/ou acessórios		408,81 €
BXA1890	Kit limitador de basculação/ reclinção		○
ESPECIAL			
BXA8010	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.		
PREÇO TOTAL			
TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira			

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinação de encosto.

** Os valores de reclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.