

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ NG Hemi Plus



Código ISO - 12 22 09 - Cadeira de rodas manobrada unilateralmente

Cadeira de rodas manual de alumínio com mecanismo de propulsão por alavanca, mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com eixo fixo, ajustável em altura e profundidade; apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis,
 Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CEI0007	Action³ NG HEMI	885,75 €
ESPECIAL		
N	Configuração Standard	◆
CEISPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CEI0026	Modelo-base Action3 NG	
PROPULSÃO		
CEI0160	Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0675, 0732)	○
CEI0170	Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0832)	○
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CEI0180	Largura assento 38 cm	○
CEI0190	Largura assento 40,5 cm	○
CEI0200	Largura assento 43 cm	◆
CEI0210	Largura assento 45,5 cm	○
CEI0220	Largura assento 48 cm	○
CEI0230	Largura assento 50,5 cm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CEI0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	◆
ALTURA DO ASSENTO		
CEI0260	Altura assento 51 cm (NC: 1035)	◆
CEI0270	Altura assento 48,5 cm	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CEI0340	Nylon com tiras de velcro	◆
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		
CEI0410	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	◆
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO		
CEI0474	Almofadado Bi-Material (nylon e tecido mesh no centro) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CEI0479	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940)	56,78 €
CEI0481	Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940)	56,78 €
CEI0465	Sem Estofa de Encosto	○
ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX		
CEI0461	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)	738,13 €









Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
CEI0462	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)	738,13 €	
CEI0463	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)	794,90 €	
CEI0464	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)	794,90 €	
APOIO PERNAS / PÉS			
APOIO DE PERNAS DIREITO			
CEI0510	Apoio de perna a 80º giratório	◆	
APOIO DE PERNAS ESQUERDO			
CEI0560	Apoio de perna a 80º giratório	◆	
APOIO PÉS DIREITO			
CEI0600	Patim rebatível direito (NC suporte tornozelos)	inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0610	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras ajustáveis	45,42 €
APOIO PÉS ESQUERDO			
CEI0620	Patim rebatível esquerdo (NC suporte tornozelos)	inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0630	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras ajustáveis	45,42 €
APOIO DE BRAÇOS			
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)			
CEI0660	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm (NC: 0780, 0790)	◆	
CEI0670	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada longa altura 24 cm (NC: 0780, 0790)	○	
CET0675	Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com suporte de cotovelo ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0760, 0770, 1480,1483)	107,88 €	
CET0677	Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1483)	198,73 €	
CEI0680	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm (NC: 0760, 0770)	○	
CEI0690	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof (NC:0760, 0770)	○	
CEI0732	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura	141,94 €	
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)			
CEI0764	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)	113,56 €	
CEI0766	Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus	141,94 €	
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)			
CEI0760	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“) altura 24 cm	◆	
CEI0770	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada longa altura 24 cm	○	
CEI0775	Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0764)	107,88 €	
CEI0777	Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm)	198,73 €	
CEI0780	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“) reg em altura 17-29.5cm	○	
CEI0790	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa reg em altura 19-29.5cm e prof	○	
CEI0832	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26 almofada e protetor reg em altura	198,73 €	
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)			
CEI0764	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)	113,56 €	
CEI0766	Almofada de suporte com Prensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus	135,19 €	
OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO			
CEI0840	Sem opções de assento (NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940)	○	
CEI0905	Apoio de cabeça/ pescoço , tecido preto PU TR26 (inclui esticador) (NC : 0906, 0907, 0940)	113,56 €	
CEI0906	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC : 0907, 0940)	193,05 €	
CEI0907	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador) (NC : 0940)	238,48 €	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEI0930	Cinto de pernas ajustável	17,04 €
CEI0935	Tube do patim mais longo UL= 450-530mm (NC:0936)	56,78 €
CEI0936	Tube do patim mais curto UL= 230-430mm	56,78 €
CEI0937	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho M	181,69 €
CEI0938	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho L	181,69 €
CEI0940	Esticador	62,46 €
CORES		
CEI0961	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)	○
CEI0964	Branco Pérola	○
CEI0966	Preto mate	○
CEI0974	Azul Marinho	○
CEI0976	Púrpura Escuro	○
CEI0969	Vermelho mate	○
CEI0980	Antracite	◆
SUPORTE DA FORQUETA		
CEI0995	Standard	◆
CEI0996	Leve	○
RODAS DIANTEIRAS		
CEI1005	8" X 1.1/4" pneumáticas, pretas	◆
CEI1010	8" X 1.1/4" maciças, pretas	○
CEI1030	8" X 2" maciças, pretas	○
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
CEI1068	24" / 600 MM	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS		
CEI1071	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado (NC : 1182)	◆
TIPO DE PNEU		
CEI1082	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CEI1084	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
CEI1170	Eixo fixo	◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO		
CEI1200	Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	◆
OPÇÕES DE CHASSIS		
CEI1240	Sem opções de chassis	◆
TIPO DE TRAVÕES		
CEI1270	Travão standard de empurrar	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CEI1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360,1370)	◆
CEI1345	Kit de Transporte (NC: 1360)	51,10 €
CEI1360	Cinto de segurança com fivela (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71 €
CEI1361	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB,tam. M, flat mount (NC: 1362, 1363, 1364)	141,94 €
CEI1362	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount (NC: 1363, 1364)	141,94 €
CEI1363	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M, flat mount (NC: 1364)	170,34 €
CEI1364	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L, flat mount	170,34 €
CEI1370	Par rodas anti-volteio (NC: 1440, 1441)	85,17 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE		
CEI1420	Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEI1430	Suporte de bengalas / canadianas	28,39 €
CEI1440	Ponteira traseira direita	22,71 €
CEI1441	Ponteira traseira esquerda	22,71 €
CEI1451	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	45,42 €
ACESSÓRIOS		
CEI1460	Sem acessórios	◆
PREÇO TOTAL		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €			
<p>(Nº1)</p>  <p>0640/0740</p>	<p>(Nº2)</p>  <p>0660/0760</p>	<p>(Nº3)</p>  <p>0680/0780</p>	<p>(Nº4)</p>  <p>0695/0795</p>	<p>(Nº5)</p>  <p>0732/0832</p>	
	<p>Almofada hemi com sistema de rotação 360º</p>		<p>15</p> 	<p>16</p> 	<p>Encosto MATrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo</p>

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.