

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Heavy Duty** **CE**

**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; largura de assento 50,5, 55,5 e 60,5cm, profundidade do assento regulável de 40 a 45 cm; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo (ajustável em ângulo como opção) e punhos integrados, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1.1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras 24x1.3/8" pneumáticas com jante enraçada e aro motor em alumínio com eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) Peso máximo do utilizador: 160 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CKG0004	<b>Action4 NG Heavy Duty 160 kg</b>	◆
<b>ESPECIAL</b>		
N	Configuração standard	◆
CKGSPEC	Especial	
<b>MODELO-BASE</b>		
CKG0026	Modelo-base	931,17 €
<b>PROPULSÃO</b>		
CKG0100	Auto-propulsão (NC: 0942 )	◆
CKG0110	Versão trânsito (NC: 0930, 0950, 0951, 0980, 0993, 0994, 0995, 0996 1020, 1050,1060, 1110)	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA ASSENTO</b>		
CKG0170	Largura assento 50,5 cm (inclui esticador) (NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	◆
CKG0171	Largura assento 55,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras) (NC : 0367, 0993, 0994, 095, 0996 1270)	○
CKG0172	Largura assento 60,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras) (NC: 0180, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996, 1270)	○
<b>PROFUNDIDADE DO ASSENTO</b>		
CKG0180	Profundidade assento 40 cm (NC: 0292)	○
CKG0190	Profundidade assento 45 cm	○
CKG0195	Profundidade assento 50 cm (NC: 0295)	○
CKG0200	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm) (NC: 0295, 0292)	◆
CKG0201	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm (NC: 0295)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CKG0210	Altura assento 51 cm (NC: 0946, 0993, 0980)	◆
CKG0220	Altura assento 48,5 cm	○
CKG0230	Altura assento 46 cm	○
<b>TIPO DE ESTOFO DO ASSENTO</b>		
CKG0290	Nylon com faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CKG0292	Especial Heavy Duty, regulável em tensão	56,78 €
CKG0295	Almofadado, nylon	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		
CKG0300	Fixo a 7°; altura ajustável 38 a 46cm com punhos fixos (NC 0365, 0369, 0716, 0717, 0718)	◆
CKG0333	Reclinável de 0 / 30° pneumática (incl. esticador e posição amputado) 3 alturas 39 / 41/ 43 cm (forn. 43 cm) punhos fixos Aconselhavel uso de roda anti-volteio (NC: 0360, 1060)	227,12 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>		
CKG0360	Almofadado, nylon	◆
CKG0365	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CKG0369	Almofadado c/ ap. lombar (3+1 faixas)- estampado NG inclui esticador	56,78 €
CKG0370	Almofadado, reg. Tensão (7+1 faixas) - estampado NG inclui esticador	56,78 €
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>		
CKG0390	Fixo 80º giratório	◆
CKG0400	Elevatórios 0º a 80º, giratórios (inclui almofada de perna) NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS (NC: 0760) REA	124,92 €
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>		
CKG0440	Fixo 80º giratório	◆
CKG0450	Elevatórios 0º a 80º, giratórios (inclui almofada de perna) NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS (NC: 0760) REA	124,92 €
<b>APOIO PÉS DIREITO / ESQUERDO</b>		
CKG0480	Rebatível direito	inclui calcanheiras ajustáveis
CKG0500	Rebatível esquerdo	inclui calcanheiras ajustáveis
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>		
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
CKG0520	Destacável dtº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC : 0593, 0596, 1270)	◆
CKG0533	Destacável dtº „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580, 1270)	56,78 €
CKG0536	Destacável dtº „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580)	56,78 €
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
CKG0580	Destacável esqº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270)	◆
CKG0593	Destacável esqº ; „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270)	56,78 €
CKG0596	Destacável esqº ; „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	56,78 €
<b>OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO</b>		
CKG0640	Sem opções de assento (NC: 0716, 0717, 0718, 0760)	○
CKG0716	Apoio de cabeça/ pescoço (inclui esticador) (NC : 0717, 0718)	153,31 €
CKG0717	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC: 0718)	193,05 €
CKG0718	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	238,48 €
CKG0760	Cinto de pernas ajustável	○
<b>CORES</b>		
CKG0801	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)	◆
CKG0804	Branco Pérola	○
CKG0807	Preto mate	○
CKG0816	Azul Marinho	○
CKG0817	Púrpura Escuro	○
CKG0811	Vermelho mate	○
CKG0820	Antracite	○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
CKG0850	8" X 1,1/4" pneu preto maciço	◆
CKG0870	8" X 2" pneu preto maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
CKG0942	12" (NC : 0962, 0974, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220 )	○
CKG0946	22" (NC : 0964, 0982, 1110 )	○
CKG0948	24" (NC: 1111 )	◆
<b>TIPO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
CKG0962	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 0982)
CKG0963	Rodas com travão de tambor (inclui travões de acompanhante)	22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável; 12" raios e eixo em composite, preto (NC : 0982, 1120)
		249,83 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKG0964	Roda Composite (raios e eixo em composite, preto) (NC : 0982, 1110, 1130)	○
<b>TIPO DE PNEU</b>		
CKG0972	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CKG0974	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
CKG0982	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	170,34 €
<b>TIPO ARO-MOTOR</b>		
CKG1020	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKG1040	Eixo fixo	○
CKG1050	Eixo de extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKG1060	Posição standard	◆
CKG1070	Posição passiva	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
CKG1100	Sem opções de chassis (NC: 1110)	◆
CKG1110	Par protetores de raios	124,92 €
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
CKG1120	Travão standard de empurrar	◆
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CKG1170	Sem opções de segurança (NC: 1190, 1200)	◆
CKG1175	Kit de transporte (NC: 1190, 1193, 1194)	85,17 €
CKG1189	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M	141,94 €
CKG1192	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam L	141,94 €
CKG1193	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho M	170,34 €
CKG1194	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho L	170,34 €
CKG1190	Cinto de segurança com fivela	22,71 €
CKG1200	Kit de rodas anti-volteio com ponteiras	62,46 €
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>		
CKG1230	Sem opções para o acompanhante (NC: 1240)	◆
CKG1240	Suporte de bengalas / canadianas	28,39 €
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CKG1250	Sem acessórios (NC: 1270)	◆
CKG1270	Mesa acrílica	124,92 €
<b>PREÇO TOTAL</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.