

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Fevereiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Storm® e Storm® X-Plore

Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, elevada performance, suspensão às 4 rodas com braços dianteiros articulados (versão X-Plore) e sistema de molas helicoidal com regulador interno de tensão, ajustável individualmente garantindo o maior conforto nos vários contextos.

Unidade de Assento MODULITE (standard ou telescópica) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Unidade de assento com possibilidade de funções elétricas de basculação, elevação do assento por coluna central robusta com altura mínima ao chão 40cm, reclinación encosto e apoio de pernas; Largura total da base de tração 63cm, diâmetro de viragem 1770mm (raio de viragem 885mm); 2 Motores de 340W, baterias de Gel 70Ah.



LINX **Module**

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0000	Storm4 Modelo básico	7.204,76
ATA0017	Storm4 X - Plore modelo básico NC 1030	7.892,14
Unidade de Assento MODULITE Telescópica (Obrigatório escolher uma das opções ATA2111 ou ATA2112)		
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO		
ATA2111	Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e placa de assento rígida ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC (2124+2192/2194+2173)	572,81 €
ATA2112	Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC(2124+2192/2194+2173)	572,81 €
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)		
ATA2121	380 mm Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. NC 2143, 2701, 2703, 2705	☐
ATA2122	430 mm NC 2701, 2703, 2705	☒
ATA2123	480 mm NC 2702, 2704, 2706	☐
ATA2124	530 mm NC 2174, 2175, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	☐
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)		
ATA2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147), (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	☐
ATA2134	460 mm	☒
ATA2136	510 mm NC 2143	☐
ALMOFADA DE ASSENTO		
ATA2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	☒
ATA2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	139,05 €
ATA2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg) NC (2124+2132)	453,10 €
ATA2140	Sem almofada de assento	☐
TUBOS DE ENCOSTO		
ATA2162	Altura 540 mm	☐
ATA2163	Altura 480 mm NC 2173	☒
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO		
ATA2107	Tubos de encosto com punhos	☒



2111



2112



2111
+2142
+2171



2111
+ 2142
+ 2173



Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.



2111 + 2175

Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE ENCOSTO		
ATA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	◆
ATA2179	Encosto Flex 3 regulável em tensão (longo=540mm/ curto=480mm) NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	324,02 €
ATA2173	Encosto FLEX 3 , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)	324,02 €
ATA2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	775,33 €
ATA2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	775,33 €
ATA2176	Encosto Matrix Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1496, 2124	738,13 €
ATA2178	Encosto Matrix Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1496, 2124	794,90 €
ATA2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	○
Opções para a Unidade de Ass. Modulite		
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)		
ATA2151	Nylon preto NC 2179	◆
ATA2152	Estofado de tecido facilmente lavável, cinzento escuro NC 2171	○
ATA2155	Tecido Spacer (microperfurado), preto NC 2171, 2179	○
APOIOS DE BRAÇO		
ATA2191	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removíveis (par) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ATA2181	T-Arm, destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	86,79 €
ATA2198	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	173,59 €
ATA2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	○
ATA2193	Apoios de braços rebatível NC 1445, 2179	225,65 €
ATA2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ATA2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO		
ATA2195	Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
ATA2196	Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ATA2197	Almofada Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
ATA2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea) NC 2179, 2198	185,15 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ATA2193 e 2192/4)		
ATA2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA		
ATA2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ATA2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○




2184 - 89

Código	Descrição	P.R.P. €
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA		
ATA1350	Apoio de pescoço, simples, com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	208,30 €
ATA1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	225,65 €
ATA1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipul. de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	243,02 €
ATA2324	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	370,31 €
ATA2325	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	376,09 €
ATA2327	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	520,75 €
ATA1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2174, 2175	128,75 €
ATA1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)	
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)		
ATA1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada multi-ajustável NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	202,51€
Regulações da Unidade de Assento Modulite		
ALTURA ASSENTO-CHÃO E ELEVADOR DE ASSENTO		
ATA1023	Altura fixa 450 mm	◆
ATA1025	Altura fixa 480 mm	○
ATA1030	Elevador assento eléctrico (400-650mm) NC 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2202	1.620,09
ATA1040	Elevador assento eléctrico (440-690 mm) Obrigatório para versão X-Plore	1.851,53 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO		
ATA1002	Basculação manual por fuso	◆
ATA1014	Basculação eléctrica 0 - 25°	844,76 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO P/ ASS. MODULITE		
ATA0975	Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ATA0977	Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	607,54 €
Apoios de Pernas e Pés		
FIXAÇÃO DOS APOIOS DE PERNAS		
ATA0590	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. até 7 mm de altura	◆
ATA0591	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. acima de 7 mm alt.	○
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)		
ATA0503	Vari F - ajustável 90°-65°	◆
ATA0533	Vari A - ajustável em ângulo 0-80°, através de manipul. lateral NC 0512	173,59 €
ATA0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gêmeos) NC 0512, 2202	867,91 €
TIPO DE PATIM (par)		
ATA0512	Patins Fixos NC 0533, 0531	◆
ATA0504	Patins reguláveis em ângulo	115,72 €
ATA0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	173,59 €
Tipo de Comando e Electrónica LiNX NC 1180		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
ATA2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções eléctricas NC 2231, 2232	◆
ATA2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções eléctricas e Kit de Luzes NC 2231, 2232	○



1432



1427



1030 / 1040



0975

0977



Encosto Rebatível



0531

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch NC 2220	914,20 €
ATA2206	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch NC 1709, 1710, 2220)	1.504,37
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400		
ATA2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	138,86 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO		
ATA1207	Suporte standard dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	Suporte standard esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1707	Suporte rebatível dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	Suporte rebatível esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1709	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita NC: 2207, 2213, 2235, 1404	350,00 €
ATA1710	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda NC: 2208, 2214, 2236, 1405	350,00 €
ATA2227	Suporte direito, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
ATA2228	Suporte esquerdo, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500		
ATA2209	Multiajustável, rebatível à direita NC (2251+2217), 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA2210	Multiajustável, rebatível à esquerda NC (2251+2218), 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	694,32 €
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	694,32 €
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)		
ATA2220	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) NC 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, 2230, 2247, 2233	856,33 €
ATA2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, 2128	856,33 €
ATA2245	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO) NC 1207, 1208, 2128	1.620,09
ATA1207	Suporte standard dto. NC 2245	○
ATA1208	Suporte standard esq. NC 2245	○
ATA1221	Suporte pos. Acompanhante lado direito, destacável NC 2219, 2220	138,86 €
ATA1222	Suporte pos. Acompanhante lado esq., destacável NC 2219, 2220	138,86 €
LiNX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer comando primário REM400 ou REM500)		
ATA2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g) NC 2203, 2204	694,32 €
ATA2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 11 2g) NC 2203, 2204	983,63 €
ATA2207	Montagem à dta. NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217)	○
ATA2208	Montagem à esq. NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218)	○

LiNX®



REM211




1709/1710



REM050



2219

2231
2232

2213/14

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	694,32 €
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)	694,32 €
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)		
ATA2247	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2220, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	6.480,35
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM		
ATA2249	Recetor de switch triplo (ASL557-3)	520,75 €
ATA2250	Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.099,35
COMANDO MEC - MicroJoystick de Baixa Força (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)		
ATA2233	MEC Proportional Joystick (Micro Extremity Control ASL130)	2203, 2204, 2230, 2247, 2128 4.050,22 €
ATA2235	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2236	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2213	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ATA2214	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ATA2241	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32 €
ATA2242	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32 €
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES		
ATA2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch"	595,96 €
ATA2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 2235, 2241 ○
ATA2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2209, 2214, (2231/2232+2208), 2236, 2242 ○
ATA2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2252	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	109,93 €
CARREGADOR USB		
ATA2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189) 208,30 €
ATA2207	Montagem à direita	○
ATA2208	Montagem à esquerda	○
ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)		
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA1685	Vermelho	115,72 €
ATA1686	Amarelo	115,72 €
ATA1687	Verde	115,72 €
ATA1690	Azul	115,72 €
EGG SWITCH (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA2254	Egg switch, preto	127,30 €
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA1711	Vermelho	127,30 €
ATA1712	Amarelo	127,30 €
ATA1713	Verde	127,30 €
ATA1714	Laranja	127,30 €
ATA1715	Azul	127,30 €



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

Código	Descrição		P.R.P. €	
ATA1716		Preto	127,30 €	
Manípulo de Joystick BODYPOINT				
ATA2721		Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	115,72 €	
ATA2722		Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	115,72 €	
ATA2723		Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	115,72 €	
ATA2724		Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	144,65 €	
Opções da Unidade de Tracção/Condução				
COR CHASSIS (carenagens SEMPRE na cor antracite/prata; Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ATA0228)				
ATA0228		Preto	ATA0202 Azul	
ATA0204		Vermelho cereja		
ATZO299		Cor especial (indicar código RAL)		
RODAS DIANTEIRAS				
ATA0851		Pneumática 3.00 - 6 cinza	◆	
ATA0855		Maciça cinza anti-furo 3.00 - 6	○	
ATA0853		Cinza anti-furo 3.00 - 6 injecção de líquido	○	
RODAS TRASEIRAS				
ATA0771		14" Pneumática cinza 3.00 - 8	◆	
ATA0750		14" Maciça cinza antifuro 3.00 - 8	○	
ATA0773		14" Cinza anti-furo 3.00 - 8 injecção de líquido	○	
ATA0798		14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza anti-furo, injecção de líquido	341,37 €	
ATA0799		14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza pneumática	341,37 €	
Opções De Performance				
TIPO DE MOTOR				
ATA1285	◆	Motor 10km/h	◆	
ATA1224		12 km/h DuraWatt Motor	Motores mais potentes e silenciosos 520,75 €	
TIPO DE BATERIAS				
ATA1364		Baterias 73,5 Ah	◆	
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4; exclui X-Plore)				
ATA1240		Suspensão macia (peso utilizador até 80kg)	◆	
ATA1241		Suspensão média (peso utilizador 70-100kg)	○	
ATA1242		Suspensão dura (peso utilizador 90-150kg)	○	
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4 X-Plore)				
ATA1233		Suspensão Hitec X-Plore	◆	
SUSPENSÃO DIANTEIRA (apenas c/ 0811 ou 0813)				
ATA1238		Suspensão até 100kg	◆	
ATA1239		Suspensão acima 100kg	○	
Acessórios De Performance				
G-TRAC				
ATA1215		Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	723,26 €	
CARREGADOR DE BATERIAS				
ATA1343		Carregador Opticharge 8A	◆	
ATA1313		Carregador Opticharge 10A	405,03 €	
Opções de Segurança				
ANTI-VOLTEIO				
ATA1205		Rodas Anti-Volteio	◆	
ATA1204		Rodas Anti-Volteio rebativeis para baixo	138,86 €	
KIT DE LUZES				
ATA1254		Sem Kit de Luzes	◆	
ATA1437		Luzes LED com piscas 30 Lux	NC2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	474,46 €
ATA2837		Luzes LED extra brilho com piscas 60 Lux	567,04 €	
Acessórios De Segurança				
TREPA-PASSEIOS				
ATA1244		Trepa-passeios	208,30 €	



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.




1437

Código	Descrição	P.R.P. €
KIT DE TRANSPORTE		
ATA1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
ATA1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128	○
CINTO PÉLVICO		
ATA1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC cintos Bodypoint	55,11 €
ATA2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem p/ placa de assento Modulite telescópica) NC (2132+2181/2183/2191)	55,11 €
ATA1332	Cinto em H	185,15 €
CINTO PÉLVICO BODYPOINT		
ATA2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	144,65 €
ATA2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	144,65 €
ATA2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	127,30 €
ATA2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	127,30 €
ATA2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	104,15 €
ATA2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	104,15 €
ESPELHO RETROVISOR		
ATA1415	Retrovisor direito NC 2209, 2213, 2217, 2235, 2241	69,43 €
ATA1339	Retrovisor esquerdo NC 2210, 2214, 2218, 2236, 2242	69,43 €
Acessórios		
GANHCOS PARA SUPORTE DE MOCHILA		
ATA2128	Ganchos para suporte de mochila NC 1494, 2173, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2233	115,72 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)		
ATA1312	Suporte à direita	ATA1363 Suporte à esquerda 69,43 €
GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)		
ATA1416	Guarda-lamas para rodas dianteiras	69,43 €
ATA1417	Guarda-lamas para rodas traseiras	104,15 €
MESA/TABULEIRO		
ATA1404	Rebatível à direita NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	289,31 €
ATA1405	Rebatível à esquerda NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	289,31 €
FABRICO ESPECIAL		
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).		
ATZ1300	Especial (Sob Consulta) (tempo de fornecimento mais alargado + 10 dias)	
PREÇO TOTAL		

Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128