

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

<p><b>Invacare® Action<sup>4</sup></b> <span style="float: right;"><b>CE</b></span> <b>NG</b></p> <p><b>Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas</b> Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo, altura regulável e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) e versão hemiplégica (Código ISO 12 22 09). Peso máximo do utilizador: 125 kg.</p>	<p>Data:</p> <p>Ortopedia:</p> <p>Nome Utilizador:</p> <p>Nº da Encomenda:</p>
--	--

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**                      **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CEB0000	<b>Action4 NG</b>	◆
<b>ESPECIAL</b>		
N	Configuração standard	◆
CKBSPEC	Especial	
<b>MODELO-BASE</b>		
CKB0026	Modelo-base Action4 NG	749,48 €
<b>ALBER</b>		
CKB0070	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber)      Tempo de entrega adicional +5dias (NC: 0110, 0113, 0114, 0115, 0116, 0555, 0615, 0942, 0946, 0963, 0964, 1030, 1175, 1196, 1200, 1240, 1245, 1246, 1252, apoio braços hemi com sistema rotaçao )	511,01 €
<b>PROPULSÃO</b>		
CKB0100	Auto-propulsão	(NC: 0942)      ◆
CKB0110	Versão trânsito	(NC: 0240, 0250, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1111, 1110, 1220, 0905, 0925, 0946, 0948, 1125)
CKB0113	Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extração rápida	454,23 €
CKB0114	Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extração rápida	454,23 €
CKB0115	Kit hemiplégico com alavanca direita	511,01 €
CKB0116	Kit hemiplégico com alavanca esquerda	511,01 €
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA ASSENTO</b>		
CKB0120	Largura assento 38 cm	(NC: 0201)      ○
CKB0130	Largura assento 40,5 cm	(NC: 0201)      ○
CKB0140	Largura assento 43 cm	◆
CKB0150	Largura assento 45,5 cm	○
CKB0160	Largura assento 48 cm	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CKB0180	Profundidade assento 40 cm	○
CKB0190	Profundidade assento 45 cm	○
CKB0195	Profundidade assento 50 cm	(NC : 0280, 0295)      ○
CKB0200	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm - (Forn.43 cm)	(NC : 0270, 0280, 0295)      ◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB0201	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm (NC : 0270, 0280, 0295)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CKB0210	Altura assento 51 cm (NC : 0890, 0895, 0946, 0905, 0925)	◆
CKB0220	Altura assento 48,5 cm (NC : 0925)	○
CKB0230	Altura assento 46 cm	○
CKB0240	Altura assento 43,5 cm (NC : 0850, 0870)	○
CKB0250	Altura assento 41 cm (NC : 0770, 0850, 0870, 1196, 1245, 1246, 0845, 0860, 0905, 0942, 0963)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
CKB0270	Sem estofado de assento	○
CKB0280	Sem tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	○
CKB0290	Com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea	◆
CKB0295	Estofado almofadado em nylon	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		Rodas anti-volteio necessárias c/ 0333
CKB0310	Fixo a 7° altura regulável 38 a 46 cm (forn. 38 cm) - punhos reguláveis (NC: encostos Matr, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241, apoio braço com sist rotação)	136,27 €
CKB0311	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (fornecido 43 cm) - punhos fixos (NC: 0367, 0782)	◆
CKB0312	Fixo a 7° 51 cm - altura punhos fixos (NC: 0367)	○
CKB0317	Fixo a 7°, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 35cm com punhos curtos fixos (NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0375, 0539, 0716, 0717, 0718, 0780, 0963, 1241)	113,56 €
CKB0318	Fixo a 7°, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 42,5cm com punhos longos fixos (NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0539, 0375, 0716, 0717, 0718)	113,56 €
CKB0333	Reclinável de 0/30° sist. pneumática (incl. esticador, pos. amputado), 40/42/44 cm (forn. 44 cm), punhos fixos (NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	227,12 €
CKB0334	Reclinável de 0/30° sist. pneumática; 3 alturas 47 / 49 / 51 cm (forn. 51 cm) Inclui Esticador (obriga à posição recuada da roda traseira) (NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	227,12 €
CKB0341	Costas dobráveis 2 alturas 40/43 cm (fornecido 43 cm). Punhos fixos (NC: 0367, 0782)	56,78 €
CKB0342	Costas dobráveis altura 51 cm . Punhos fixos (NC: 0367, 0375, 0782 )	56,78 €
<b>OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)</b>		
CKB0321	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0322	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0323	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0324	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0325	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0351	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0352	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0326	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0327	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0328	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0329	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0336	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0337	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0353	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0354	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0338	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)</b>		
CKB0355	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB0356	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
CKB0357	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
CKB0358	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
CKB0359	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
CKB0361	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
CKB0362	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>		
CKB0350	Sem estofo	○
CKB0364	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar (1 faixa) e Bolsa de Encosto	◆
CKB0365	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG	○
CKB0367	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) bi-material c/ bolsa de encosto	○
CKB0369	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0780, 0782)	56,78 €
CKB0375	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0780, 0782)	56,78 €
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>		
CKB0390	Fixo 80º giratório	◆
CKB0400	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0490) (NC: 0491, 0760, 0770, 0771)	170,34 €
CKB0420	Suporte para amputado (NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)	158,98 €
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>		
CKB0440	Fixo 80º giratório	◆
CKB0450	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0510) (NC: 0491, 0760, 0770, 0771)	170,34 €
CKB0470	Suporte para amputado (NC: 0491, 0760, 0771)	158,98 €
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>		
CKB0480	Patim rebatível	◆
CKB0490	Regulável em ângulo e profundidade	45,42 €
CKB0491	Patim único rebatível - ajustável em ângulo e profundidade (NC: 0500, 0510, 0770, 0771)	170,34 €
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>		
CKB0500	Patim rebatível	◆
CKB0510	Regulável em ângulo e profundidade	45,42 €
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>		
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)</b>		
CKB0520	Destacável (Nº1) - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271)	○
CKB0530	Destacável (Nº1) - braço longo ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600)	○
CKB0533	Destacável „CONFORT“ (Nº4); secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271)	56,78 €
CKB0536	Destacável „CONFORT“ (Nº4); braço longo; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1271)	56,78 €
CKB0537	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0600, 1055, 1270, 1271)	◆
CKB0538	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 600, 1055)	○
CKB0539	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0540	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271)	○
CKB0544	Apoio de braço Rebatível e destacável (nº3) com sistema rotativo (360º) e almofada ergonomica envolvente com suporte palmar plano, ajustavel em altura (170-295 MM) & profundidade (NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	198,73 €
CKB0555	Destacável (Nº5) almofadado hemi multiposições (NC: 1270, 1271)	136,27 €
<b>ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇOS HEMIPLÉGICA ERGONOMICA apenas compatível com CKB0544</b>		
CKB0564	Almofada com suporte palmar curvo	102,21 €
CKB0566	Almofada com suporte palmar com estabilização dos dedos, excelente para posicionamento hemi	124,92 €
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
CKB0580	Destacável (Nº1) - secretária, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270, 1272)	○
CKB0590	Destacável (Nº1)- braço longo, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB0593	Destacável (Nº4) „CONFORT“; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 1270, 1272)	56,78 €
CKB0596	Destacável (Nº4) „CONFORT“; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 1272)	56,78 €
CKB0597	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm (NC: 1055, 1270, 1272)	◆
CKB0598	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm (NC: 1055)	○
CKB0599	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm (NC: 1055, 1270, 1272)	○
CKB0600	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm (NC: 1055, 1272)	○
CKB0604	Apoio de braço Rebatível e destacável (nº3) com sistema rotativo (360º) e almofada ergonomica envolvente com suporte palmar plano, ajustavel em altura (170-295 MM) & profundidade (NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	198,73 €
CKB0615	Destacável (Nº5) almofadado hemi multiposições (NC: 1270, 1272)	136,27 €
<b>ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇOS HEMIPLÉGICA ERGONOMICA apenas compatível com CKB0604</b>		
CKB0624	Almofada com suporte palmar curvo	102,21 €
CKB0626	Almofada com suporte palmar com estabilização dos dedos, excelente para posicionamento hemi	124,92 €
<b>OPÇÕES DE POSICIONAMENTO</b>		
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
CKB0659	Almofada MATRX FLO-TECH LITE (NC : 0703)	118,45 €
CKB0661	Almofada MATRX FLO-TECH IMAGE (NC : 0703)	226,60 €
CKB0681	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG (NC : 0703)	154,50 €
CKB0691	Almofada MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA (NC : 0703)	567,79 €
CKB0693	Almofada MATRX LIBRA	453,10 €
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA</b>		
CKB0701	Profundidade 400mm	○
CKB0702	Profundidade 450mm	○
CKB0703	Profundidade 500mm	○
<b>OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO</b>		
CKB0640	◆ Sem opções de assento (NC:0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0771, 0780, 0782)	◆
CKB0716	Apoio de cabeça/ pescoço (inclui esticador) (NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	113,56 €
CKB0717	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador) (NC : 0718, 0780, 0782)	193,05 €
CKB0718	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador) (NC : 0780, 0782)	238,48 €
CKB0760	Cinto de pernas ajustável	17,04 €
CKB0770	Tube do patim mais longo LLL= 450-530mm (NC: 0771)	56,78 €
CKB0771	Tube do patim mais curto LLL= 230-430mm	56,78 €
CKB0780	Esticador (NC: 0782)	62,46 €
CKB0782	Esticador dobrável	90,85 €
<b>CORES</b>		
CKB0801	Cinza xisto ( RAL 7024 textura fina)	◆
CKB0815	Azul água	○
CKB0804	Branco Pérola	○
CKB0807	Preto mate	○
CKB0816	Azul Marinho	○
CKB0817	Púrpura Escuro	○
CKB0811	Vermelho mate	○
CKB0820	Antracite	○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
CKB0845	8" X 1,1/4" pneumáticas pretas	○
CKB0850	8" X 1,1/4" pneu preto maciço	◆
CKB0870	8" X 2" pneu preto maciço	○
CKB0890	6" X 1,1/4" pneu preto maciço	○
CKB0895	6" X 1,1/4" semi-duras Pretas	○
CKB0905	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas	○
CKB0925	5" X 1" maciças Pretas	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>TAMANHO DA RODA TRASEIRA</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB0942	12" (NC : 0962, 0966, 0974, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1220 )	○
CKB0946	22" (NC : 0964, 0982, 1110 )	○
CKB0948	◆ 24" (NC: 1111 )	◆
<b>TIPO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
CKB0962	◆ Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 0982)	◆
CKB0963	Rodas com travão tambor 20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC : 0982, 1120, 1125, 1055, 1075)	249,83 €
CKB0964	Rodas Jante Nylon Composite (NC : 0982, 1110, 1111)	○
CKB0966	Rodas Leves Eixo e jante pretas, jante enraçada (NC : 1040, 1075, 1110, 1111)	181,69 €
<b>TIPO DE PNEU</b>		
CKB0972	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	○
CKB0974	◆ Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
CKB0982	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	113,56 €
<b>TIPO ARO-MOTOR</b>		
CKB1020	Aro-motor em alumínio pré-anodizado	◆
CKB1030	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta	56,78 €
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKB1040	Eixo fixo	○
CKB1050	Eixo de extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CKB1055	Posição ativa - eixo 52,5mm à frente do tubo do enc. (NC: 1252)	96,52 €
CKB1060	Posição standard - eixo 35mm à frente do tubo do encosto (NC: 1252)	◆
CKB1070	Posição passiva - eixo 35mm atrás do tubo do encosto	○
CKB1075	Posição bi-amputado - eixo 52,5mm atrás do tubo do encosto	96,52 €
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
CKB1100	Sem opções de chassis (NC: 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101	Extensão das rodas frontais (50 mm para o exterior - maior espaço p/ os pés)	90,85 €
CKB1110	Par protetores de raios 24" (pretos)	113,56 €
CKB1111	Par protetores de raios 22" (transparentes)	113,56 €
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
CKB1120	◆ Travão standard de empurrar	◆
CKB1125	Travão de puxar	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CKB1170	Sem opções de segurança (NC: 1175, 1190, 1200, 1220, 1192, 1193, 1194, 1196)	◆
CKB1175	Kit de Transporte (NC: 1190, 1193, 1194, 1252)	51,10 €
CKB1190	Cinto de segurança com fivela (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	22,71 €
CKB1189	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M (NC: 1192, 1193, 1194)	141,94 €
CKB1192	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam L (NC: 1193, 1194)	141,94 €
CKB1193	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho M (NC: 1194)	170,34 €
CKB1194	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tamanho L	170,34 €
<b>Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
CKB1196	Rodas anti-volteio (par) (NC: 1200, 1245, 1246)	56,78 €
CKB1200	Rodas anti-volteio com ponteiras (par) (NC: 1245, 1246)	85,17 €
CKB1220	Extensão da alavanca do travão	28,39 €
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>		
CKB1230	Sem opções para o acompanhante (NC: 1252, 1270, 1271, 1272, 1273)	◆
CKB1240	Suporte de bengalas / canadianas	28,39 €
CKB1241	Suporte de soro (apenas c/ opção 0780 - esticador)	45,42 €
CKB1245	Ponteira dta.	45,42 €
CKB1246	Ponteira esq.	45,42 €
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CKB1250	Sem acessórios (NC: 1270)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CKB1252	Suporte para garrafa de oxigénio (dta. apenas)	Rodas anti-volteio recomendadas 68,13 €
CKB1270	Mesa acrílica	(NC: 1271, 1272, 1273) 124,92 €
CKB1271	Mini tabuleiro, rebatível, dta.	(NC: 1272) 113,56 €
CKB1272	Mini tabuleiro, rebatível, esq.	113,56 €
CKB1273	Almofada conforto para mini tabuleiro	(com CKB1271 ou CKB1272 apenas) 90,85 €

**PREÇO TOTAL**

**GUIA APOIOS DE BRAÇOS**

(Nº1)



0520 / 0580

(Nº 2)



0537 / 0597

(Nº3)



0539 / 0599

(Nº4)



0533 / 0593

(Nº5)




0555 / 0615



80°  
Hanger

Elevating Legrest  
and calf Pad



Fixed  
footplates



Adjustable Footplates  
for hangers



One piece

Adjustable Footplates  
for Elevating Legrest



Almofada hemi com  
sistema de rotação 360°