

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Setembro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® e-pilot® P15



Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16"
- Velocidade 10km/h (standard) até 20 km/h (opção)
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

Info app:

- **App Mobilidade gratuita:** conecte-se através do Bluetooth ao e-pilot para ter o máximo de informações sobre a sua viagem (autonomia, velocidade instantânea...)

- opção app **Pack Mobility Plus (através da sua conta app)** :

- dê ao seu e-pilot uma outra dimensão:
- Velocidade máxima de 20 km/h e Cruise Control
- Sistema de navegação integrado
- Notificação de chamadas a receber ou SMS no ecrã (apenas com Android)



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.		
Alber® e-pilot® P15		
1593780	Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road - 10 km/h	(inclui luzes standard) 5.426,51 €
1593784	Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road - SUPERNOVA 10 km/h	(inclui Luzes SuperNova - luz dupla e mais potente) 5.544,47 €
	◆ Acelerador do lado direito	Acelerador do lado esquerdo (1593379)
ATENÇÃO! A configuração do e-pilot tem velocidade máxima 10km/h. Para conseguir velocidade máxima 20km/h é obrigatório considerar a opção 1592560 (abaixo na tabela)		
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592290	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE) 383,40 €
MONTAGEM	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)	315,00 €
Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:		
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registe medidas e características no final deste formulário.		No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registe as características da cadeira no final deste formulário.
Número de série:		
OPÇÕES		
Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q)		
	Branco	◆
1592122	Amarelo torrado	○
1592123	Vermelho	○
1592189	Verde lima	○
1592190	Azul claro	○
1592191	Laranja	○
1592192	Roxo	○
1592193	Vermelho cereja	○
1592194	Verde esmeralda	○
1592195	Azul escuro	○



Focus Open 2018 Gold



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



1592122 1592123



1592189 1592190



1592191 1592192




1592193 1592194




1592195 1592196


Código	Descrição	P.R.P. €
1592196	Antracite	○
OPÇÕES / ACESSÓRIOS		
1592560	OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON (Ao escolher esta opção é fornecido um módulo display extra já programado para 20km/h e com o controlo de velocidade automático ativado)	442,38 €
1593079	Kit de tração (Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem	330,31 €
1592281	Suporte frontal KLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal)	176,96 €
1592278	Cesto dianteiro preto deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592277	Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592282	Suporte traseiro KLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira)	176,96 €
1592276	Mochila pequena com fecho deve escolher em combinação com 1592282	58,99 €
1592284	Suporte de Garrafa deve escolher em combinação com 1592282	53,09 €
1592173	Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova	176,96 €
1592286	Espelho retrovisor esquerdo	53,09 €
1592287	Suporte de punho para acelerador	53,09 €
1592097	Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)	1.120,70 €
1592333	Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz	390,00 €
1592285	Luz traseira para encosto	53,09 €
1592914	Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta	212,34 €
1593452	Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)	247,74 €
1593107	Alavanca central - para conseguir encaixar o e-Pilot apenas com uma mão	171,06 €



Largura da cadeira: cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: cm



Altura traseira da cadeira cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Angulo da estrutura frontal :°



Medida do assento ao patim : cm



Tipo de patim:



Tipo de travão:



Luz standard



Luz Supernova



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.