

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor




Entregas em 48 horas (exceto acessórios), salvo rutura de stock

Invacare® Action¹R CE

Código 12 22 03 - Cad. de Rodas controlada bimanualmente
Código ISO 122218 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas manual em aço; chassis de encartar por cruzeta vertical com tela de assento 425 mm profundidade (várias larguras à escolha) e encosto em nylon almofadado de 430mm de altura, fixo a 7º com punhos integrados; Apoios de braço rebatíveis, almofadados e com protetores laterais; Apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, fornecidos com calcanheiras. Rodas dianteiras 8 x 1 1/4 pretas. Peso máximo utilizador 125 kg. Vários tamanhos à escolha, possibilidade de optar por rodas traseiras de auto propulsão ou de trânsito.



Data: _____



Ortopedia: _____

Nome Utilizador: _____



Nº da Encomenda: _____

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Action¹R		231,00
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Pneumáticas - eixo extração rápida - aro alumínio anodizado		
COR CHASSIS AZUL		
DK1640971	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640972	Largura assento 405 mm	
DK1640973	Largura assento 430 mm	
DK1640974	Largura assento 455 mm	
DK1640975	Largura assento 480 mm	
DK1640976	Largura assento 505 mm	
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Maciças - eixo extração rápida - aro alumínio anodizado		
COR CHASSIS AZUL		
DK1640983	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640984	Largura assento 405 mm	
DK1640985	Largura assento 430 mm	
DK1640986	Largura assento 455 mm	
DK1640987	Largura assento 480 mm	
DK1640988	Largura assento 505 mm	
Versão trânsito - rodas 12" x 2" maciças - eixo fixo		
COR CHASSIS AZUL		
DK1640995	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640996	Largura assento 405 mm	
DK1640997	Largura assento 430 mm	
DK1640998	Largura assento 455 mm	
DK1640999	Largura assento 480 mm	
DK1641000	Largura assento 505 mm	
Acessórios		
Apoio de pernas elevatório ECO (par)		Largura da Cadeira
Apoio de pernas com sistema elevatório (inclui suporte de gêmeos) Patim com ângulo fixo, rebatível (inclui calcanheiras)	 1562005	380/405 mm
	1562006	430/455 mm
	1562007	480/505 mm
Apoio de Pernas Elevatório (par)		Largura da Cadeira
NOVIDADE Patim Ajustável em ângulo e profundidade	 AP1656946	405mm
	AP1657056	430 mm
	AP1662822	455 mm

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
Suporte de Soro (Inclui esticador)		Largura da Cadeira
	AP1534838	380 mm
	AP1534860	405 mm
	AP1534882	430 mm
	AP1534883	455 mm
	AP1534884	480 mm
	AP1534885	505 mm
Mesa em acrílico com recorte anterior, montagem através dos apoios de braço da cadeira		Largura da Cadeira
	AP1601454	380 mm/ 405mm
		430 mm
	AP1601458	455 mm
		480 mm
AP1601459	505 mm	
Rodas Anti-Volteio		
	1172013	Rodas Anti-Volteio (par)
Cinto pélvico com fivela em plástico, fecho central tipo clip, ajuste bilateral do tamanho das faixas (não almofadadas)		
	AP1531657	Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento até 455 mm
	AP1492755	Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento 480-505 mm
Esticador para Encosto - Obrigatório pedir em conjunto 2 unidades do código 1430412		
	SP1428549	Esticador para cadeira largura 380 mm
	SP1428550	Esticador para cadeira largura 405 mm
	SP1428551	Esticador para cadeira largura 430 mm
	SP1428552	Esticador para cadeira largura 455 mm
	SP1428553	Esticador para cadeira largura 480 mm
	SP1428554	Esticador para cadeira largura 505 mm
1430412	Peça de inserção nos punhos do encosto (obrigatório para aplicação de esticador) - pedir 2 por cadeira	
Apoio de Cabeça (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412)		
 AP60122046	1554616	Apoio de pescoço, simples, com manipululos de ajuste em ângulo e barra vertical (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412) -
	1554616	Suporte para fixação de Apoio de cabeça (aplicação no esticador)
Kit transferência (anti barreiras)		
	AP1639482	Kit transferência NC com versão de trânsito
Suporte de Canadinas		
	0572-02056	Suporte de canadinas

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.