

Orion[®] Pro

Sinta a Liberdade



Conforto, segurança e fiabilidade
com um desempenho de condução potente



Yes, you can.®

Sinta a diferença

As nossas scooters foram desenvolvidas em colaboração com especialistas de saúde, garantindo padrões de qualidade, segurança e conforto.

A Invacare orgulha-se de projetar scooters que melhoram a qualidade de vida, através de investigação contínua e experiência inigualável no setor da mobilidade. Recuperar a confiança, a segurança e a independência é essencial.

Desde comandos de direção ergonómicos a assentos almofadados adaptáveis e reguláveis em altura, cada detalhe das nossas scooters foi cuidadosamente concebido para garantir uma experiência de mobilidade confortável e segura.

Qualidade



Construção líder de mercado com atenção excepcional aos detalhes.

Segurança



Cumpe as mais recentes normas europeias de dispositivos médicos.

Conforto



Design ajustável para um conforto duradouro.



Sinta-se no controlo com a Orion® Pro

Apresentamos a Orion® Pro, uma scooter de alto desempenho projetada para oferecer conforto, segurança e fiabilidade em qualquer lugar.

Ideal para viagens mais longas, a Orion® Pro apresenta suspensão avançada e rodas de grande dimensão para garantir uma condução confortável e segura, mesmo em

terrenos irregulares, curvas ou ao atravessar obstáculos. Incrivelmente fácil de conduzir, a Orion® Pro dá-lhe total controlo.

até
15km/h
Velocidade máxima

até
52km
Distância máxima com uma única carga

160 kg
Peso máximo do utilizador



Controlo de condução melhorado

- Direção ergonómica para maior controlo
- Concebida para um desempenho superior em todos os tipos de terreno
- Proteções anti-salpícos



Segurança em primeiro lugar

- Redução automática da velocidade para curvas seguras
- Alavanca de desengate em dois passos para evitar movimento livre da scooter
- Luzes e indicadores de travagem
- Faróis para maior visibilidade



Conforto pensado ao detalhe

- Assento almofadado de alta qualidade
- Coluna de direção ajustável
- Altura do assento ajustável
- Os apoios de braços rebatíveis e o assento giratório facilitam a subida e a descida



Coluna de direção ajustável para maior conforto



Concebida para **melhorar a tração em curvas** e garantir um desempenho seguro em todos os terrenos



Ligação opcional

Concebida com ligação Zeta™, uma tecnologia inovadora que permite aceder à bateria e aos dados de viagem da sua scooter de mobilidade através de uma aplicação fácil de utilizar.



Assento giratório para transferência fácil



Iluminação de alta qualidade



Alavanca de desengate em dois passos para evitar movimento livre da scooter.



Adapte a sua scooter

Personalize a sua Orion® Pro de acordo com o seu gosto e necessidades. Veja na próxima página os extras opcionais disponíveis.

Adicione a sua scooter

Temos uma vasta gama de opções adicionais disponíveis para personalizar a sua Orion® Pro.



Cesto traseiro



Espelhos retrovisores laterais dianteiro e traseiros



Para-choques dianteiro e traseiro



Suporte para telemóvel



Suporte para canadianas ou bengalas



Cinto de segurança



Suporte de copo



Painéis de carenagem intercambiáveis

Dados técnicos

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite: www.invacare.pt



Largura do encosto ▾

510 mm



Profundidade do assento ▾

Comfort and Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm



Altura do assento ao chão ▾

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Altura do encosto ▾

Comfort: 500 mm
Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm



Largura da unidade de condução ▾

650 mm



Cumprimento total ▾

1320 mm



Peso ▾

136 kg



Parte mais pesada ▾

62 kg



Peso max. Utilizador ▾

160 kg



Capacidade da bateria ▾

2 x 12 V/75 Ah (C20)
AGM



Diâmetro de viragem ▾

2750 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▾

100 mm



Distância do solo ▾

100 mm



Max. Inclinação segura ▾

10°



Capacidade do motor ▾

6 km/h: 240W/500W¹
10 km/h: 240W / 600W¹
12 km/h: 550W/1500W¹
12.8 km/h: 550W/1600W¹
15 km/h: 550W/1600W¹



Autonomia máxima ▾

52 km



Velocidade máxima ▾

6 / 10 /
12 / 12.8 /
15 km/h

¹ Desempenho máximo

Cores*



Vermelho Garnet

Estofa



Preto Vinyl

* As cores da scooter podem variar ligeiramente.

Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha nº 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®