

Comet® Ultra

Aproveite a liberdade



Uma scooter premium com capacidade de peso extra
para uma potência e desempenho excepcionais



Yes, you can.™

Sinta a diferença

As nossas scooters foram concebidas em conjunto com especialistas em cuidados de saúde, para lhe proporcionar padrões de qualidade, segurança e conforto inigualáveis.

Através de uma investigação contínua e dedicada e de uma experiência inigualável na conceção de mobilidade, na Invacare orgulhamo-nos de ter scooters que melhoram a qualidade de vida. Ser capaz de recuperar a confiança e a independência com a sua scooter é importante.

Desde os comandos de direção ergonómicos até aos assentos almofadados adaptáveis e as unidades de assentos de elevação ajustáveis, todos os detalhes das nossas scooters são considerados e aperfeiçoados para que se sinta bem ao andar.



Qualidade



Qualidade de montagem líder de mercado com uma atenção excepcional aos pormenores.

Segurança



Em conformidade com as mais recentes normas europeias para dispositivos médicos.

Conforto



Design ajustável para um conforto duradouro.

Sinta-se no controlo com Comet® Ultra

Ideal para pessoas com formas corporais mais largas, a Comet® Ultra oferece-lhe uma experiência de condução segura, apoiada e potente, sem comprometer o estilo ou a funcionalidade.

Equipado com todas as funcionalidades de segurança e características de condução presentes em toda a família Comet®, a

Comet® Ultra leva-lhe ao seu destino de forma rápida e eficiente, com total conforto e controlo.

Até 10 km/h de velocidade máxima

Até 49 km de distância máxima com um único carregamento

Peso máximo do utilizador de 220 kg



Melhoria no desempenho

- Direção de condução fácil para que se mantenha em linha reta a altas velocidades
- A suspensão avançada garante-lhe uma condução suave e confortável em terrenos irregulares
- Direção ergonómica para maior controlo
- Concebido para um desempenho em todos os tipos de terreno
- Protecções anti salpicos



A sua segurança

- Redução automática da velocidade para curvas seguras
- Alavanca de desengate de dois passos para evitar que a Scooter rode livremente
- Luzes e indicadores de travagem
- Faróis para maior visibilidade



Concebida em torno do conforto

- Assento almofadado de alta qualidade
- Coluna de direção ajustável
- Altura do assento ajustável
- Os apoios de braços rebatíveis e o assento giratório facilitam a subida e a descida



Redução automática da velocidade

reduz a velocidade nas curvas para maior segurança



Ligação opcional

Concebida com ligação Zeta™, uma tecnologia inovadora que permite aceder à bateria e aos dados de viagem da sua scooter de mobilidade através de uma aplicação fácil de utilizar.



Direção ajustável para um controlo eficaz e maior conforto



Improved suspension



Reinforced seat column



Height and width adjustable reinforced armrest for extra support



Adicione a sua Scooter

Adapte o Comet® Ultra ao seu gosto e às suas necessidades. Veja abaixo os extras opcionais disponíveis.

Adicione a sua Scooter

Temos uma vasta gama de extras opcionais disponíveis, para que possa personalizar a sua scooter Comet® Ultra. Peça ao seu revendedor Invacare para descobrir a gama completa.



Cesto traseiro



Espelhos retrovisores



Para-choques traseiros e dianteiros



Suporte para telemóvel



Suporte para muletas



Cinto de segurança



Suporte para copos



Painéis de cobertura trocáveis

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.



Largura do encosto ▼

660 mm



Profundidade do assento ▼

535 mm



Altura assento-chão ▼

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Altura do encosto ▼

515 mm



Largura total ▼

665 - 685 mm



Cumprimento total ▼

1450 mm



Peso ▼

148 kg



Parte mais pesada ▼

approx. 63 kg



Peso max. Utilizador ▼

220 kg



Capacidade da bateria ▼

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM



Diâmetro de viragem ▼

2750 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▼

100 mm



Distância do solo ▼

100 mm



Max. Inclinação ▼

1°



Capacidade do motor ▼

650 W / 1800 W¹



Autonomia ▼

49 km



Velocidade max. ▼

10 km/h

¹ Pico de performance

Cores*



Branco mármore



Azul Alium



Preto vinil

Estofos

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®