

Motores *Invacare* **DuraWatt**



Os novos motores *Invacare DuraWatt* foram especialmente desenvolvidos para permitir ao utilizador uma experiência de condução melhorada e mais silenciosa e reduzir a manutenção por parte do fornecedor. Os motores de alta qualidade, disponíveis para a **TDX® SP2 / TDX® SP2^{NB} / Kite® / Storm^{®4}** ficaram ainda melhores graças ao seu design modular com cabos robustos, escovas melhoradas e travões inovadores.

Escovas de maior durabilidade:

- Sem necessidade de manutenção
- Sem tampas nas escovas, o que previne a entrada de água e reduz a emissão de radiações
- Redução de problemas nas escovas
- Silenciosas - Não existem diferenças quando a cadeira anda para a frente ou de marcha atrás

Travões:

- Design único
- Engate e desengate do travão significativamente mais silencioso

Escovas com Molas de Torção:

- Nível consistente de força para performance durável e fiável
- Barulhos do motor garantidamente reduzidos
- Aumenta a durabilidade dos motores

