

# Orion® Metro

Sinta a Liberdade



Qualidade, conforto e segurança para  
independência, confiança e estilo.



Yes, you can.®

# Sinta a diferença

As nossas scooters foram desenvolvidas em colaboração com especialistas de saúde, garantindo padrões de qualidade, segurança e conforto.

A Invacare orgulha-se de projetar scooters que melhoram a qualidade de vida, através de investigação contínua e experiência inigualável no setor da mobilidade. Recuperar a confiança, a segurança e a independência é essencial.

Desde comandos de direção ergonómicos a assentos almofadados adaptáveis e reguláveis em altura, cada detalhe das nossas scooters foi cuidadosamente concebido para garantir uma experiência de mobilidade confortável e segura.



## Qualidade



Construção líder de mercado com atenção excepcional aos detalhes.

## Segurança



Cumpra as mais recentes normas europeias de dispositivos médicos.

## Conforto



Design ajustável para um conforto duradouro.

# Sinta-se no controlo com a Orion® Metro

Apresentamos a Orion® Metro, uma scooter de alta qualidade concebida para aumentar a segurança, o conforto e o desempenho de condução. A Orion® Metro oferece tudo o que precisa numa scooter de mobilidade

Compacta e fácil de conduzir, esta scooter adapta-se a uma ampla variedade de superfícies. Projetada com um motor potente, a Orion® Metro desloca-se em terrenos irregulares, curvas e ultrapassa obstáculos

sem comprometer a segurança ou o conforto. Incrivelmente fácil de conduzir e iniciar, a Orion® Metro dá-lhe total controlo.

até  
12km/h  
Velocidade máxima

até  
54km  
Distância máxima com uma única carga

136 kg  
Peso máximo do utilizador



## Controlo de condução melhorado

- Direção ergonómica para maior controlo
- Concebida para um desempenho superior em todos os terrenos
- Proteções anti-salpicos



## Segurança em primeiro lugar

- Redução automática da velocidade para curvas seguras
- Alavanca de desengate de dois passos para evitar que a Scooter rode livremente
- Luzes de travagem e indicadores de travagem
- Faróis para maior visibilidade



## Conforto pensado ao detalhe

- Assento almofadado de alta qualidade
- Coluna de direção ajustável
- Altura do assento ajustável
- Os apoios de braços rebatíveis e o assento giratório facilitam a subida e a descida



Concebida para **melhorar a tração em curvas** e garantir um desempenho seguro em todos os terrenos



## Ligação opcional

Concebida com ligação Zeta™, uma tecnologia inovadora que permite aceder à bateria e aos dados de viagem da sua scooter de mobilidade através de uma aplicação fácil de utilizar.



## Coluna de direção ajustável

para maior conforto



Assento giratório para transferência fácil



Iluminação de alta qualidade



Alavanca de desengate em dois passos para evitar movimento livre da scooter.



## Adapte a sua scooter

Personalize a sua Orion® Metro de acordo com o seu gosto e necessidades. Veja na próxima página os extras opcionais disponíveis.

## Adicione à sua scooter

Temos uma vasta gama de opções adicionais disponíveis para personalizar a sua Orion® Metro.



Cesto traseiro



Espelhos retrovisores laterais e traseiros



Para-choques dianteiro e traseiro



Suporte para telemóvel



Suporte para canadianas ou bengalas



Cinto de segurança



Suporte de copo



Painéis de carenagem intercambiáveis

## Dados técnicos

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite: [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)



Largura do encosto ▼

510 mm



Profundidade do assento ▼

470 mm



Altura do assento ao chão ▼

Min. 440 mm  
Max. 510 mm



Altura do encosto ▼

Comfort: 500 mm  
Deluxe: 490 mm



Largura da unidade de condução ▼

660 mm



Cumprimento total ▼

1270 mm



Peso ▼

110 kg



Parte mais pesada ▼

57 kg



Peso max. Utilizador ▼

136 kg



Capacidade da bateria ▼

2 x 12 V/50 Ah (C20)  
AGM



Diâmetro de viragem ▼

2600 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▼

80 mm



Distância do solo ▼

80 mm



Max. Inclinação segura ▼

10 °



Capacidade do motor ▼

6 km/h: 240 W / 500 W<sup>1</sup>  
10 km/h: 240 W / 600 W<sup>1</sup>  
12 km/h: 550 W / 1500 W<sup>1</sup>



Autonomia máxima ▼

54 km



Velocidade máxima ▼

6 / 10 / 12 km/h

<sup>1</sup> Desempenho máximo

## Cores\*



Cinza diamante



Vermelho Garnet



Preto Vinyl

\* As cores da scooter podem variar ligeiramente.

## Estofo

Tel : +351 22 5193360  
[portugal@invacare.com](mailto:portugal@invacare.com)  
[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Invacare Portugal II  
Rua da Estrada Velha n° 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal

