

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Küschall® THE KSL 2.0



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manual ativa

ultra leve, chassis rígido em monobloco de alumínio hidroformado de perfil ergonómico, com estrutura frontal 90° (mais fechado) ou 75° (mais aberto) com estrutura em V ou afunilamento do chassis frontal (tapered), com eixo do camber em carbono, posição fixa, encosto ajustável em ângulo e rebatível sobre o assento, com barra estabilizadora com pega ergonómica (fixo como opção), com estofa almofadado com faixas de regulação em tensão e bolsa posterior, protetores de roupa em carbono (em carbono com rebordo disponível opcional), apoio de pés estrutura tubular aberta em alumínio hidroformado, peso mínimo de 4,3kg (sem rodas), rodas traseiras 24" ou 25" de extração fácil com pneu com camada anti-furo standard, aro motor em alumínio anodizado (outros tipos de aro motor como opção); faixa de suporte de pernas para maior estabilidade; travão de empurrar; punhos no encosto. Personalização da cadeira com várias opções de cor do chassis e detalhes de decalques opcionais (Tag ou Bold)

Peso máx. utilizador 100kg. Peso da cadeira (com rodas): a partir de 6,8 kg*.

Nota: A cadeira pode apresentar uma tolerância de +/- 1cm face às medidas apresentadas. A largura total da cadeira pode variar em função da configuração. Produto configurado à medida i Não se admitem devoluções!

*Largura e Profundidade de assento de 400 mm e na configuração mais leve possível

Para mais informações configure sua cadeira em www.kuschall.com

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Küschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
Modelo		
DSA0085	◆ KSL - Küschall Super Light	5.053,31
FABRICO ESPECIAL		
DSA0000	FABRICO ESPECIAL	○
USA0001	UNIQUE - personalização (Apenas referentes a opções começadas por USA****)	○
PACK ONE SOLUTION ON-CHAIR (SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS DE POSICIONAMENTO)		
DSA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 410/435 MM (NC : 1315, 1430)	1.668,16
ASSENTO		
CHASSIS		
DSA1000	Ângulo do chassis a 75°	○
DSA1010	Ângulo do chassis a 75° - tapered	○
DSA1020	◆ Ângulo do chassis 90°	◆
DSA1030	Ângulo do chassis 90° - tapered (NC com rodas dianteiras 5")	○
UNIQUE - CHASSIS DIANTEIRO REBATÍVEL SK		
UN1673799	Chassis dianteiro SK (igual ao sistema da Champion) +600g peso	NC com opções chassis tapered Sob Consulta
UNIQUE - KSL TOTALMENTE SOLDADA		
USA1270	KSL Totalmente Soldada (NC:7500, 7510, 7520)	880,00
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DSA1315	340 MM (NC : encostos Matrx Mx2, 2710, 2720)	○
DSA1320	360 MM (NC 2362, 2364, 2366, 2368)	○
DSA1325	380 MM (NC 2364, 2366, 2368)	○
DSA1330	◆ 400 MM (NC 2360, 2366, 2368)	◆
DSA1335	420 MM (NC 2360, 2362, 2368)	○
DSA1340	440 MM (NC 2360, 2362, 2364)	○
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DSA1430	385 MM (NC : 2720, cinto Bodypoint Evoflex)	○
DSA1440	◆ 410 MM	◆
DSA1455	435 MM	○
DSA1470	460 MM	○
DSA1485	485 MM (NC : 2710)	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DSA1605	270 MM (NC : 2210)	○
DSA1610	285 MM (NC : 2210)	○

NOTA: em caso de renovação de cadeira, recomendamos proceder a uma nova validação das medidas.




Küschall® THE KSL 2.0

Chassis
StandardChassis
Tapered

Código	Descrição	P.R.P. €
DSA1615	◆ 300 MM	◆
DSA1620	315 MM	○
DSA1625	330 MM	○
DSA1630	345 MM	○
DSA1635	360 MM	○
DSA1640	375 MM	○
DSA1645	390 MM	○
DSA1650	405 MM	○
DSA1655	420 MM	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)		
DSA1740	450 MM (NC : RSTF 440 a 480mm, rodas tras. 25")	○
DSA1745	460 MM (NC : RSTF 450 a 480mm)	○
DSA1750	470 MM (NC : RSTF 460 a 480mm)	○
DSA1755	480 MM (NC : RSTF 470 a 480mm)	○
DSA1760	490 MM (NC : RSTF 480mm)	○
DSA1765	◆ 500 MM	◆
DSA1770	510 MM (NC: 1820)	○
DSA1775	520 MM (NC : 1820, 1825)	○
DSA1780	530 MM (NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)		RSTF = „FSTF -100 MM“ a „FSTF-20 MM“
DSA1820	400 MM (NC: rodas tras. 25")	○
DSA1825	410 MM	○
DSA1830	420 MM	○
DSA1835	◆ 430 MM	◆
DSA1840	440 MM	○
DSA1845	450 MM	○
DSA1850	460 MM	○
DSA1855	470 MM	○
DSA1860	480 MM	○
MEDIDA ASSENTO-PATIM (JOELHO AO CALCANHAR) - (LLL)		75° : LLL = „FSTF-100 MM“ a „FSTF-30 MM“ 90° FRAME: LLL = „FSTF-80 MM TO „FSTF-40 MM“
DSA1930	350 MM	○
DSA1932	360 MM	○
DSA1934	370 MM	○
DSA1936	380 MM	○
DSA1938	390 MM	○
DSA1940	400 MM	○
DSA1942	410 MM	○
DSA1944	420 MM	○
DSA1946	◆ 430 MM	◆
DSA1948	440 MM	○
DSA1950	450 MM	○
DSA1952	460 MM	○
DSA1954	470 MM	○
DSA1956	480 MM	○
DSA1958	490 MM	○
DSA1960	500 MM	○
UNIQUE - ERGO SEAT		
UN1673622	Assento ergonómico para maior estabilização da pélvis - Indicar a respetiva profundidade do ergo seat (ver imagem ao lado)	Sob Consulta
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
DSA2110	Encosto fixo à cor do chassis	○
DSA2140	◆ Encosto rebatível, ângulo ajustável, na mesma cor do chassis	◆
UN1673798	UNIQUE - encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo e sistema de bloqueio, tipo sistema da K-series	Sob Consulta
ESTOFO DO ENCOSTO (As opções 2220 e 2230, regulável em tensão incluem bolsa no encosto)		
DSA2200	Standard (NC : 2440 + opções encosto Matrix MX2)	○
DSA2210	Tela de encosto Light (NC : 2440 + opções encosto Matrix MX2)	141,94 €



Tubo do eixo traseiro em Carbono



LLL = * (medida joelho calcanhar) - Altura da Almofada



Profundidade do Ergo Seat



2200




2210


Código	Descrição			P.R.P. €																																										
DSA2220	◆	Premium (tecido em nylon almofadado), regulável em tensão, preto	(NC : 2440 + opções encosto Matrxx MX2)	◆																																										
DSA2230		Aero Back (tecido perfurado, mais respirável), regulável em tensão, preto	(NC : 2440 + opções encosto Matrxx MX2)	283,90 €																																										
DSA2240		Sem estofo de encosto	Obrigatório escolher para cadeira vir montada com opções Encosto Matrxx	○																																										
UNIQUE - Cor das costuras da tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)																																														
USA2241		Amarelo Neon		160€																																										
USA2242		Rosa Neon		160€																																										
USA2243		Azul		160€																																										
USA2244		Branco		160€																																										
USA2245		Vermelho		160€																																										
USA0002		Cor especial - Indicar RAL		Sob Consulta																																										
UNIQUE - Bordado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)																																														
USA2246		Smiley		280€																																										
USA2248		Traveler		280€																																										
USA2249		Sakura Beauty		280€																																										
USA2250		Funny Cactus		280€																																										
USA2251		Logo Küschall		280€																																										
USA0003		Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução		Sob Consulta																																										
UNIQUE - Estampado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)																																														
USA2253		Smiley		125€																																										
USA2255		Traveler		125€																																										
USA2256		Sakura Beauty		125€																																										
USA2257		Funny Cactus		125€																																										
USA2259		Paint Stain		125€																																										
USA0004		Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução		Sob Consulta																																										
ENCOSTOS MATRXX																																														
DSA2300		Matrxx MX2, altura 150 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €																																										
DSA2305		Matrxx MX2, altura 230 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €																																										
DSA2310		Matrxx MX2, altura 305 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €																																										
DSA2315		Matrxx MX2, altura 405 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €																																										
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRXX (VER TABELA DE AJUDA 5)																																														
DSA2360		360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		○																																										
DSA2362		380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		○																																										
DSA2364		410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		○																																										
DSA2366		430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		○																																										
DSA2368		460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		○																																										
<table><tr><td></td><td colspan="5">MX2 MATRXX BACKREST WIDTH CHOICE</td></tr><tr><td>SEAT WIDTH (SW)</td><td>360 MM</td><td>380 MM</td><td>410 MM</td><td>430 MM</td><td>460 MM</td></tr><tr><td>360 MM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380 MM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400 MM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>420 MM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>440 MM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						MX2 MATRXX BACKREST WIDTH CHOICE					SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	360 MM						380 MM						400 MM						420 MM						440 MM					
	MX2 MATRXX BACKREST WIDTH CHOICE																																													
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM																																									
360 MM																																														
380 MM																																														
400 MM																																														
420 MM																																														
440 MM																																														
PUNHOS																																														
DSA2400	◆	Sem punhos		◆																																										
DSA2410		Punhos fixos, curtos		○																																										
DSA2420		Punhos fixos, longos		○																																										
DSA2440		Reguláveis em altura, integrados		283,90 €																																										
DSA2450		Punhos rebatíveis		312,29 €																																										
ÂNGULO DO ENCOSTO (BA)																																														
DSA2500		74° ângulo a partir do assento		○																																										
DSA2520		78° ângulo a partir do assento		○																																										
DSA2540	◆	82° ângulo a partir do assento		◆																																										




Ângulo do encosto




Código	Descrição		P.R.P. €
DSA2560		86° ângulo a partir do assento	○
DSA2580		90° ângulo a partir do assento	○
ESTOFO DE ASSENTO			
ESTOFO DE ASSENTO			
DSA2600	◆	Standard, inclui faixa central aderente	◆
DSA2630		Assento Light, lona perfurada, inclui faixa central aderente	102,21 €
UNIQUE - Cor das costuras da tela de assento (aplicável apenas à opção DSA2600)			
USA2602		Amarelo Neon	190€
USA2603		Rosa Neon	190€
USA2604		Azul	190€
USA2605		Branco	190€
USA2606		Vermelho	190€
USA0005		Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
ALMOFADAS			
DSA2710		FLO-TECH LITE	118,45 €
DSA2720		Matrx Libra, capa tecido macio	NC com SW 340 MM & SD 385 MM; SW 360 MM apenas com SD 410/435 MM 453,10 €
APOIO DE PÉS			
TIPO DE PATIM			
DSA3200	◆	único, plataforma aberta, em alumínio hidroformado, preto	◆
DSA3210		único, plataforma aberta, em titânio	113,56 €
DSA3220		único, plataforma fechada em carbono, ajustável em ângulo	(NC : 3290) 170,34 €
COBERTURA P/ APOIO DE PÉS			
DSA3290		Coertura apoio de pés	113,56 €
CINTO DE PERNAS			
DSA3300		Cinto de pernas montado no chassis	○
DSA3305	◆	Cinto de pernas montado no suporte	◆
PROTETORES DE ROUPA			
DSA3410	◆	Em Carbono, sem rebordo, fixos	◆
DSA3430		Em Carbono, com rebordo sobre a roda, fixos	(NC : travão performance) 170,34 €
CHASSIS			
COR DO CHASSIS			
DSA4000	◆	Preto espacial	◆
DSA4010		Cinzaento antracite	○
DSA4020		Branco	(NC : Bold cinza claro) ○
DSA4030		Vermelho Carmin	○
DSA4040		Azul Celeste	○
DSA4100		Preto Brilhante	○
DSA4060		Amarelo	○
DSA4130		Cinza claro	○
DSA4145		Azul Noite	○
DSA4150		Vermelho Rubi	○
DSA4170		Laranja dinamite	○
DSA4180		Verde floresta	○
USA4101		Acabamento em alumínio polido e espelhado	799€
USA4102		Verde Pastel	750€
USA4103		Azul Céu	750€
USA4104		Roxo Ameixa	750€
USA4105		Salmão	750€
USA0008		Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
UN1673612		Pintura Termocromática - muda de cor entre 26º e 31º	Sob consulta
UN1673547		Pintura Hydrodipping	Sob consulta
UN1673626		Pintura Bicolor	Sob consulta
UNIQUE - Verniz Cerâmico			
USA4066		Acabamento do chassis em Verniz Cerâmico (apenas para cores de chassis USA****)	680 €
ESTILO DO DECALQUE			




Código	Descrição		P.R.P. €
DSA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)	107,88 €
DSA4195	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
COR DO DECALQUE BOLD			
DSA4200	Preto		○
DSA4210	Cinza Escuro		○
DSA4220	Cinza Claro		○
DSA4230	Vermelho		○
DSA4240	Azul		○
DSA4250	Dourado		○
USA4252	Amarelo Neon		190€
USA4253	Verde Neon		190€
USA4254	Laranja Neon		190€
USA4255	Rosa Neon		190€
USA4256	Vermelho Neon		190€
USA0009	Cor especial - indicar RAL		Sob Consulta
COR DO DECALQUE TAG			
DSA4300	Preto		○
DSA4310	Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS			
DSA5000	3" Superdesportiva		68,13 €
DSA5050	4" Everyday c/ borracha preta		○
DSA5100	4" Comfort Preta		◆
DSA5150	4" Starec preto		68,13 €
DSA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto		107,88 €
DSA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		107,88 €
DSA5300	5" Everyday c/ borracha preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	○
DSA5350	5" Comfort Preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	○
DSA5400	5" Starec preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	68,13 €
DSA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	107,88 €
DSA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	107,88 €
UNIQUE - cor das jantes das rodas dianteiras Froglegs			
USA5502	Rosa		220€
USA5504	Laranja		220€
USA5506	Azul		220€
USA5507	Violeta		220€
USA5508	Vermelho		220€
USA5509	Dourado		220€
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para rodas dianteiras Froglegs			
USA5510	Rolamentos em cerâmica		105€
UNIQUE - FORQUETAS MONOBRACO			
UN1673619	Forquetas Frog Legs Uni-Tine		Sob Consulta
RODAS TRASEIRAS			
UNIQUE - Suporte Ajustável das Rodas Traseiras			
USA6050	Suporte ajustável da roda traseira (+/- 1 Posição)	Cadeira fornecida com roda traseira na posição a ser selecionada de seguida	454,23€
POSIÇÃO DA RODA TRASEIRA (distância X no desenho)			
DSA6100	140 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 1 na K-Series)		○
DSA6110	125 mm (equivalente ao módulo de assento colocadona posição 2 na K-Series)		○
DSA6120	110 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 3 na K-Series)		◆
DSA6130	95 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 4 na K-Series)		○
DSA6140	80 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 5 na K-Series)		○
CAMBER DO EIXO EM CARBONO			
DSA6200	0° CAMBER	(NC 6500)	○



BOLD



TAG



5000



5050/5300



5100/5350




5200/5450




5250/5500



UN1673619



Código	Descrição		P.R.P. €
DSA6210	◆	3° CAMBER	◆
DSA6220		6° CAMBER (NC : 6950)	○
EIXO TETRA			
DSA6300		Extração de eixo Tetra-Clip (NC : 6550 6551 6552 6553 6554 6950)	85,17 €
TAMANHO DA RODA TRASEIRA			
DSA6410	◆	24"	◆
DSA6420		25" (NC: 6500, 6510, 6600, 6630, protetor raios, 6950)	○
TIPO DE RODA TRASEIRA			
DSA6500		Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	○
DSA6510	◆	Rodas KÜSCHALL STAREC 24", Jante, eixo e raios pretos (peso 1,5Kg)	◆
DSA6520		Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante, eixo e raios raios forjados (mais resistentes) pretos. (peso 1,4Kg)	397,46 €
DSA6550		Rodas SPINERGY LXX, 24", 25", jante preta, eixo 18 raios pretos (peso 1,2 Kg)	(NC 6910) 562,11 €
USA6551		Rodas Spinergy Lite Extreme LX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910 1250€
USA6552		Rodas Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910 1290€
USA6553		Rodas Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX 24", 25" - (24 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910 1400€
USA6554		Rodas Spinergy Fibra de Carbono CLX 24", 25" - (18 raios)	NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910 1550€
		Rodas Loopwheels Urban - com suspensão integrada nas rodas	Sob Consulta
UNIQUE - Anodização das jantes das rodas traseiras Spinergy			
USA6557		Azul	250€
USA6558		Dourado	250€
USA6559		Verde	250€
USA6560		Laranja	250€
USA6561		Vermelho	250€
USA6562		Violeta	250€
UNIQUE - Anodização do eixo das rodas traseiras Spinergy			
USA6563		Azul	250€
USA6564		Dourado	250€
USA6565		Prateado	250€
USA6566		Verde	250€
USA6567		Laranja	250€
USA6568		Vermelho	250€
USA6569		Violeta	250€
UNIQUE - Cor dos raios das rodas traseiras Spinergy			
USA6570		Azul	250€
USA6571		Verde	250€
USA6572		Laranja	250€
USA6573		Rosa	250€
USA6574		Vermelho	250€
USA6575		Violeta	250€
USA6576		Branco	250€
USA6577		Amarelo	250€
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para as rodas traseiras Spinergy			
USA6579		Rolamentos em cerâmica	351€
TIPO DE PNEU			
DSA6600		24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto	○
DSA6625	◆	24", 25" Pneumático com camada anti-furo ALPHA PROTECT, preto	◆
DSA6630		24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	113,56 €
AROS MOTORES			
DSA6700		Com borracha aderente para rodas 24" SUPERGRIPP, DIST. 30 ou 40 mm	113,56 €
DSA6710		Aço 24", dist. 30 mm.	90,85 €
DSA6720		Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com tabs longas - 2 posições, sendo que para montagem a 4 cm tem de ser pedido especial com custo adicional e tempo extra de fornecimento)	282,76 €



6300



6500



6510



6520



6550



6551



6552



6553



6554



Loopwheels Urban



6630

Código	Descrição	P.R.P. €	
DSA6740	24" / 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06 €	 6625  6600
DSA6750	24" / 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06 €	
DSA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	340,67 €	
DSA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	369,06 €	
DSA6780	Alum ligh cinza, 24", 25" ,dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	○	
DSA6790	◆ Alum ligh PRETO, 24", 25" DIST. 30 mm	◆	
PROTECTORES DE RAIOS			
DSA6900	24" transparente	170,34 €	 6710  6700  6760
DSA6910	24" preto	170,34 €	
KIT DE FIXAÇÃO ALBER			
DSA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui para de rodas anti-volteio Alber) - Nota: aumenta largura total da cadeira max. 25mm	(NC : Rodas anti-volteio)	-
UNIQUE - Kits de Anodização			
USA6960	Kit 1: Forquetas	200€	 6770  6790  6780
USA6961	Kit 2: Forquetas, suporte do encosto e aro motor	410€	
USA6962	Kit 3: Forquetas, suporte do encosto, aro motor e tubo de apoio de pés	587€	
UNIQUE - Cores Premium para Kit Anodização			
USA6963	Vermelho	○	
USA6964	Violeta	○	
USA6965	Cobre	○	
USA6966	Verde	○	
USA6967	Laranja	○	
USA6968	Dourado	○	
USA6969	Champanhe	○	
USA6970	Rosa	○	
USA6971	Azul	○	
USA6972	acabamento em alumínio polido e espelhado	○	
OPÇÕES DE SEGURANÇA			
TRAVÕES			
DSA7210	◆ Travões Standard, alavanca dobrada	◆	 7210  7230  7240  7250
DSA7230	Travão performance	68,13 €	
DSA7240	Travões ativos	90,85 €	
DSA7250	Travões ativos ultra-leves	147,63 €	
RODAS ANTI-VOLTEIO			
DSA7500	Roda anti-volteio direita	107,88 €	 7500
DSA7510	Roda anti-volteio esquerda	107,88 €	
DSA7520	Roda anti-volteio, par	210,08 €	
CINTO PÉLVICO			
DSA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	136,27 €	 7810 / 7820 / 7830
DSA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	147,63 €	
DSA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	147,63 €	
REFLECTORES			
DSA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	28,39 €	 8200/8210
DSA7910	Reflectores s/ montar	22,71 €	
OUTRAS OPÇÕES			
DSA8010	Protetor do chassi dianteiro	56,78 €	 8800
DSA8550	Kit de ferramentas	12,98 €	
DSA8650	Bolsa para as rodas traseiras	113,56 €	 8650  8850
DSA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	511,01 €	
DSA8800	Faixa de Suporte gêmeos - BODYPOINT com fixação em velcro de alta resistência	85,17 €	
DSA8850	Bolsa transporte BODYPOINT com clip fixação na lona de assento	96,52 €	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.