

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Adulto



Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encantar com cruzeta horizontal dupla, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
 Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
 Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.V.P €
MODELO		
SPE0060	◆ ESPRIT ACTION ADULTO (cruzeta dupla)	◆
ESPECIAL		
N	◆ Sem Pedido Especial	◆
SPE0060	◆ Pedido especial	
MODELO BASE		
SPE0100	◆ MODELO BASE ESPRIT ACTION	4.628,82 €
CHASSIS		
SPE0210	◆ CRUZETA DUPLA (Largura de assento 380-605mm / Profundidade 400-500mm)	◆
COMANDO		
SUORTE DE COMANDO		
SPE0300	◆ Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)	◆
SPE0310	Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)	264,50 €
MONTAGEM		
SPE0400	◆ Instalado para o utilizador, no lado direito (NC : 4020)	◆
SPE0410	Instalado para o utilizador, no lado esquerdo (NC : 4120)	○
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)		
SPE0440	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito.	743,92 €
SPE0450	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo	743,92 €
SPE0460	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo	743,92 €
VELOCIDADE		
SPE0500	◆ 6 KM/H	◆
SPE0510	8 KM/H	220,42 €
BATERIA		
SPE0600	◆ Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	◆
OUTRAS OPÇÕES		
SPE0610	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	385,74 €
SPE0630	Protetor do comando	55,11 €
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SPE1040	380 MM (NC : 1240, 1250, 2100, 5046)	○
SPE1050	405 MM (NC : 1240, 1250)	○
SPE1060	◆ 430 MM (NC : 5042)	◆
SPE1070	455 MM (NC : 5042)	○



Esprit Action 4 - Versão Adulto



Cruzeta Dupla



0300 0310



0440/
0450/
0460



0440



0460



0610



0630

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.V.P €		
SPE1080	480 MM		(NC : 2100, 2330, 5042, 5044)	○		
SPE1090	505 MM		(NC : 5042, 5044, 5046, 5048)	○		
SPE1100	555 MM	(Lona de assento reforçada)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5080, 5130, 8200)	○		
SPE1110	605 MM	(Lona de assento reforçada)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5070, 5080, 5130, 8200)	○		
PROFUNDIDADE DE ASSENTO						
SPE1210	◆	400 mm	(NC : 5085, 5090)	◆		
SPE1220		Lona de Assento ajustável 400-450mm	Fornecido a 430 mm	(NC : 5090)	57,87 €	
SPE1230		450 mm	(NC : 5042, 5080, 5090)	○		
SPE1240		Lona de Assento ajustável 450-500mm	(NC : 5042, 5080)	57,87 €		
SPE1250		500 mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)	○		
ALTURA DE ASSENTO						
SPE1300		460 MM		○		
SPE1310	◆	485 MM		◆		
ESTOFO DE ASSENTO						
SPE1410	◆	Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação		◆		
ENCOSTO (ESTICADOR INCLUÍDO)						
TIPO DE ENCOSTO						
SPE2000		Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	○
SPE2010	◆	Encosto fixo a 7°	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2330)	◆
SPE2020		Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	(NC : 2330)	○
SPE2030		Encosto dobrável	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2320, 2330)	○
SPE2040		Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a + 15°), fornecido a 7°	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofado de encosto)		(NC :2330)	115,72 €
SPE2050		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	231,44 €
SPE2080		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	150,44 €
SPE2090		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás)	3 alturas 470/490/510 MM (fornecido a 510 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	150,44 €
SPE2100		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão gás) com estrutura rígida p/ almofada PASSAD2	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : encostos MatrX, 2300, 2310, 2320, kit transporte)	231,44 €
ENCOSTOS (A largura do encosto MatrX corresponde à largura do assento) Nota! Em combinação com o encosto com reclinção a profundidade útil reduz 20 mm aprox.						
SPE2200		MATRX ELITE E2 plano com fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días		(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	738,13 €



1220/1240



2000/2010 2080/2090/2100

2020
2030

2040



Novo tecido de Encostos


Código	Descrição			P.V.P €	
SPE2210	MATRX ELITE E2 plano com fixações Standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	738,13 €	 2200/2210/2220/2230
SPE2220	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	794,90 €	
SPE2230	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	794,90 €	
ESTOFO DE ENCOSTO					
SPE2300	◆ Estofo em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão		(NC : 5130)	◆	 Fixações Mini Fixações Standard
SPE2310	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 4 faixas ajustáveis em tensão		(NC : 5130)	○	
SPE2320	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão		(NC : 5130)	57,87 €	 2300 2310
SPE2330	Encosto almofadado PASSAD 2, contorno lateral ligeiro e informação escapular, tecido negro suave TR26, altura 510 mm - Apenas para Tipo de encosto SPE2100		(NC : 5130, 5140)	○	
APOIO DE PERNAS / PATINS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
SPE3010	◆ Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100)	◆	 2320
SPE3020	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gêmeos incluído)	(NC : 3220, 5150)	115,72 €	
SPE3030	Suporte amputado		(NC : 3200, 3210, 3220)	115,72 €	 2330
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO					
SPE3110	◆ Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		◆	 3010/3110
SPE3120	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gêmeos incluído)	(NC : 3220, 5150)	115,72 €	
SPE3130	Suporte amputado		(NC : 3220, 3300, 3310)	115,72 €	
PATIM DIREITO					
SPE3200	◆ Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆	 3030/3110
SPE3210	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €	
SPE3220	Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310)	173,59 €	 3020/3120
PATIM ESQUERDO					
SPE3300	◆ Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆	 3200/3300 3220
SPE3310	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €	
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO					
SPE4000	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	○	
SPE4010	◆ Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		◆	 4000/4010
SPE4020	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidad +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200)	181,85 €	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.V.P €
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO				
SPE4100	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	○
SPE4110	◆ Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		◆
SPE4120	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200)	181,85 €
OPÇÃO DE ASSENTO				
ALMOFADA DE ASSENTO				
SPE5020	MATRX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM		(NC : 5090)	118,45 €
SPE5030	ALMOFADA MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC : 5090)	226,60 €
SPE5040	ALMOFADA MATRX CONTOUR VISCO NG (Peso Max. utilizador 100 KG)		(NC : 5090)	154,50 €
SPE5070	MATRX LIBRA - Altura 70 MM	prazo de entrega adicional + 5 dias		453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA				
SPE5080	400 MM			○
SPE5085	450 MM			○
SPE5090	500 MM			○
APOIO DE CABEÇA				
SPE5100	Apoio de Pescoço simples - Tecido negro suave PU TR26			123,99 €
SPE5110	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			193,05 €
SPE5120	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			215,76 €
SPE5130	Apoio de Cabeça Matrx com almofada suporte occipital, largura 255mm, barra ajustável	(apenas em combinação com encostos Matrx)		405,03 €
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO				
SPE5140	Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par			144,65 €
SPE5150	Cinto de Suporte de gêmeos			28,93 €
ESTICADOR				
SPE5170	◆ Esticador de Encosto			◆
OPÇÕES DE COR				
COR DE CHASSIS				
SPE6000	Preto Mate			○
SPE6015	Roxo			○
SPE6035	Azul marinho			○
SPE6040	◆ Cinzento			◆
SPE6050	Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega		
DETALHES DE COR				
SPE6100	◆ Preto			◆
SPE6120	Verde lima			71,64 €
RODAS DIANTEIRAS				
SPE7000	◆ 200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas			◆
SPE7010	200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas			○
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS				
SPE7100	Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	165,32 €



4020/4120

4000/
41004010/
4110


5020



5070



5100



5110



5120



5130



5170



5150



5140



Verde Lima



Preto



7000/7010



7100/7110

Código	Descrição			P.V.P €	
SPE7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO OBRIGATÓRIO					
SPE8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)			◆
SPE8010		Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustáveis em altura, Par	Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem	385,74 €	
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA					
SPE8020		Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central			33,06 €
SPE8030		Kit de transporte			○
OUTRAS OPÇÕES					
SPE8100		Suporte para canadianas/bengala			34,72 €
SPE8200		Mesa acrílica, rebatível			173,59 €
PREÇO TOTAL					



8000



8010



8020



8030



8100



8200