

# Adeo



**A nossa nova geração de soluções para casas de banho**

Ajustável e seguro



**Yes, you can.®**

# Apresentamos a estrutura para sanita Adeo C407A

A Invacare Adeo C407A é um quadro para sanita compacto e leve. Com regulação integrada, a estrutura pode ser ajustada para se adaptar às necessidades individuais do utilizador. É regulável em altura e fácil de utilizar, proporciona um melhor apoio enquanto se está sentado na sanita.

Concebida para poupar espaço e adaptar-se a ambientes mais reduzidos nas casas de banho e sanitas, sendo também resistente à corrosão para garantir uma durabilidade.



## Principais características:

- > Quadro para sanita robusta de apoio
- > Facilmente ajustável para uma altura de suporte perfeita
- > Design compacto que se adapta a casas de banho mais pequenas
- > Proporciona uma alternativa cómoda e segura para os utilizadores com mobilidade reduzida.

## Technical data

Para obter mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso website: [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)



Níveis de regulação em altura ▼

640 -740 mm



Largura total ▼

590 mm



Profundidade total ▼

440 mm



Comprimento do apoio de braço ▼

330 mm



Peso total do produto ▼

2 kg



Capacidade de carga ▼

100 kg

Prateado

Cor do quadro

Cinza claro

Cor do plástico

Tel : +351 22 5193360  
[portugal@invacare.com](mailto:portugal@invacare.com)  
[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Invacare Portugal II  
Rua da Estrada Velha n° 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



**Yes, you can.®**