

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Setembro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra



Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16" com perfil off-road;
- Suporte para Tetraplégico - suporte ergonómico para estabilização da mão para auxílio na travagem;
- Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com botões (instalado no mesmo lado do acelerador);
- Velocidade 10km/h (standard) até 20 km/h (opção)
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg

- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

Info app:

- **App Mobilidade gratuita:** conecte-se através do Bluetooth ao e-pilot para ter o máximo de informações sobre a sua viagem (autonomia, velocidade instantânea...)
- opção app **Pack Mobility Plus (através da sua conta app)** : dá ao seu e-pilot uma outra dimensão:
- Velocidade máxima de 20 km/h e Cruise Control
- Sistema de navegação integrado
- Notificação de chamadas a receber ou SMS no ecrã (apenas com Android)

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.		
Alber e-pilot P15 - Versão TETRA		
1594018	Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road, velocidade máxima 10km/h; suporte tetra para travagem e ajuda no acelerador	(inclui luzes standard) 6.547,20 €
1594021	Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road, luzes SUPERNOVA, velocidade máxima 10km/h; suporte tetra para travagem e apoio no acelerador	(inclui Luzes SuperNova - luz dupla e mais portante) 6.665,17 €
INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)		
	Suporte tetra para travagem no lado direito, comandos e suporte para acelerar no lado esquerdo	◆
	Suporte tetra para travagem no lado esquerdo, comandos e suporte para acelerar no lado direito	○
1593107	Opção Alavanca central - para conseguir encaixar o e-pilot apenas com uma mão	171,06 €
ATENÇÃO! A configuração do e-pilot tem velocidade máxima 10km/h. Para conseguir velocidade máxima 20km/h é obrigatório considerar a opção 1592560 (abaixo na tabela)		
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592290	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE) 383,40 €
MONTAGEM	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)	315,00 €
Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:		
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registre medidas e características no final deste formulário.		No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registre as características da cadeira no final deste formulário.
Número de série:		
OPÇÕES		
Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q)		
	Branco	◆
1592122	Amarelo torrado	○
1592123	Vermelho	○
1592189	Verde lima	○
1592190	Azul claro	○



1593107



1592122 1592123



1592189 1592190



1592191 1592192



1592193 1592194



1592195 1592196

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
1592191	Laranja	○
1592192	Roxo	○
1592193	Vermelho cereja	○
1592194	Verde esmeralda	○
1592195	Azul escuro	○
1592196	Antracite	○
OPÇÕES / ACESSÓRIOS		
1592560	OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON (Ao escolher esta opção é fornecido um módulo display extra já programado para 20km/h e com o controlo de velocidade automático ativado)	442,38 €
1593079	Kit de tração (Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem	330,31 €
1592281	Suporte frontal KCLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal)	176,96 €
1592278	Cesto dianteiro preto deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592277	Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592282	Suporte traseiro KCLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira)	176,96 €
1592276	Mochila pequena com fecho deve escolher em combinação com 1592282	58,99 €
1592284	Suporte de Garrafa deve escolher em combinação com 1592282	53,09 €
1592173	Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova	176,96 €
1592097	Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)	1.120,70 €
1592333	Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz	390,00 €
1592285	Luz traseira para encosto	53,09 €
1592914	Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta	212,34 €
1593452	Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)	247,74 €



1593079



1592281

1592278



1592277



1592282



1592276



1592284



1592173



1592286



1592287



1592285




1592914




1593452

Largura da cadeira: cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: cm



Altura traseira da cadeira cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Angulo da estrutura frontal :°



Medida do assento ao patim : cm



Tipo de patim:



Tipo de travão:



Luz standard



Luz Supernova



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.