



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Outubro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Almofada Vicair® Adjuster O2	Almofada Vicair® Liberty	CE
Almofada Vicair® Vector O2	Almofada Vicair® Liberty Profile	
Almofada Vicair® Active O2	Almofada Vicair® Liberty TC	
Almofada Vicair® AllRounder O2	Encosto Vicair® Liberty	
Almofada Vicair® Vicair 4	Encosto Vicair® Anatomic	
Almofada Vicair® Centre Relief O2	Encosto Vicair® Multifunctional O2	
Almofada Vicair® XXtra O2	Encosto Vicair® Flex	
Almofada Vicair® Junior Vector O2	Apoio de Calacanhã Maxxcare	
Almofada Vicair® Higiene		

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº do pedido:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Descrição	P.R.P. €
Etapa 1 - seleccionar modelo Vicair	
<u>Almofada Vicair Adjuster O2 - altura de 6 ou 10 cm - Capa Top/Comfair/Incotec</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells, com altura de 6 ou 10 cm. Composta por 5 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, criando contorno lateral. Inclui uma barreira pré-isquiática que minimiza o deslizamento sobre a almofada. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 250 kg	580,00 €
<u>Almofada Vicair Vector O2 - altura de 6 ou 10 cm - Capa Top/Comfair/Incotec</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells, com altura de 6 ou 10 cm. Composta por 9 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, oferecendo um suporte do trocânter para descarga da pressão da região pélvica. Inclui 5 compartimentos na zona frontal para um correto alinhamento das pernas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 250 kg	630,00 €
<u>Almofada Vicair Active O2 - altura de 6 ou 9 cm</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells e zona frontal em espuma com formato anatómico, com altura de 6 ou 9 cm. Composta por 4 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, ajudam a criar uma cavidade pélvica e suporte para os trocânteres, oferecendo maior redistribuição da pressão e estabilidade lateral. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 200 kg	570,00 €
<u>Almofada Vicair AllRounder O2 - Tamanho S/M/L</u>	
Almofada para atividades de lazer fora da cadeira de rodas, com células de ar smartcells na parte inferior, criando uma secção traseira ergonómica e promovendo o alívio de pressão. Inclui faixas com regulação para fixação ao corpo do utilizador. Lavável na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 100 kg	498,00 €
<u>Almofada Vicair 4 - altura de 8cm - capa Comfair/Incotec</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells, com altura de 8 cm. Composta por 4 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, promovendo excelente imersão e envolvimento. Contribui para uma grande proteção da pele e oferece ao utilizador uma grande facilidade de utilização. Pode ser usada em qualquer posição. Lavável na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 250 kg	385,00 €
<u>Almofada Vicair Centre Relief O2 - altura de 10 cm - Capa Top/Comfair/Incotec</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells, com altura de 10 cm. Composta por 5 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, promovendo excelente imersão e envolvimento. Permite para um completo alívio de pressão na região Sacrococcígea devido à possibilidade de ajuste independente da respetiva secção de células de ar. Com barreira pré-isquiática para limitar o deslizamento. Inclui também apoios para as coxas. Lavável na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 250 kg	630,00 €
<u>Almofada Vicair Xxtra O2 - altura de 10 cm - Capa Top/Comfair/Incotec</u>	
Almofada composta por células de ar smartcells, com altura de 10 cm. Composta por 5 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, promovendo excelente imersão e envolvimento. Inclui uma barreira pré-isquiática que minimiza o deslizamento sobre a almofada. Inclui também apoios para as coxas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 500 kg	705,00 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

<p><u>Almofada Vicair Junior Vector O2 - altura de 6 cm - Capa Top/Comfair/Incotec</u></p> <p>Almofada pediátrica composta por células de ar smartcells, com altura de 6 cm. Composta por 9 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, oferecendo um suporte do trocânter para descarga da pressão da região pélvica. Inclui 5 compartimentos na zona frontal para um correto alinhamento das pernas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 100 kg</p>	480,00 €
<p><u>Almofada Vicair Higiene REF: VHY/4845 - tamanho 48cm larg x 45cm prof - não seguir para Etapa 2</u></p> <p>Almofada composta por células de ar smartcells, para utilizar em cadeiras de banho e/ou sanitárias. Composta por 4 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, promovendo excelente imersão e envolvimento. Com recorte central e 4 fitas de fixação ao chassis da cadeira de banho. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção e lavagem na máquina de toda a almofada a 60°. Peso máximo utilizador: 250 kg</p>	535,00 €
<p><u>Almofada Vicair Liberty - sem capa/Comfair/Incotec</u></p> <p>Almofada composta por células de ar, com altura de 6 cm. Composta por 2 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, permitindo uma redistribuição da pressão. Com uma válvula auto-ajustável que regula a quantidade de ar necessária. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	188,00 €
<p><u>Almofada Vicair Liberty Profile - sem capa/Air Exchange/Incotec</u></p> <p>Almofada composta por células de ar, com altura de 6 cm. Composta por 2 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, permitindo uma redistribuição da pressão e uma camada superior de espuma, para maior imersão. Com uma válvula auto-ajustável que regula a quantidade de ar necessária. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	210,00 €
<p><u>Almofada sanitária Vicair Liberty TC</u></p> <p>Almofada de assento para utilização em vasos sanitários, com recorte central e duas fitas laterais para fixação. Almofada composta por células de ar. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	195,00 €
<p><u>Encosto Vicair Liberty - capa Comfair</u></p> <p>Encosto com células de ar rodeados de fluido de silicone para um excelente conforto, suporte e imersão. Com estrutura flexível com faixas reguláveis em tensão, com fixação nos tubos do encosto da cadeira de rodas. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	490,00 €
<p><u>Encosto Vicair Anatomic - capa Air Exchange</u></p> <p>Encosto composto por células de ar smartcells, com compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, criando contorno lateral. Inclui uma secção central que permite a descarga da coluna vertebral. Com estrutura flexível com faixas reguláveis em tensão, com fixação nos tubos do encosto da cadeira de rodas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	790,00 €
<p><u>Encosto Vicair Multifunctional O2 - capa Comfair</u></p> <p>Encosto composto por células de ar smartcells, com compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, criando contorno lateral. Inclui uma secção central que permite a descarga da coluna vertebral e uma secção superior para maior apoio das omoplatas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção. Peso máximo utilizador: 150 kg</p>	750,00 €
<p><u>Encosto Vicair Flex - capa Air Exchange</u></p> <p>Encosto composto por células de ar smartcells, com 13 compartimentos individuais que se moldam à anatomia do corpo, criando contorno lateral. Especialmente pensado para utilização em cadeiras com basculação e/ou reclinção. Inclui uma secção central que permite a descarga da coluna vertebral e apoios laterais que podem ser complementados com placas rígidas. Com possibilidade de ajuste da densidade de cada secção. Peso máximo utilizador: 135 kg</p>	750,00 €
<p><u>Apoio de calcanhar Maxxcare</u></p> <p>Apoio de calcanhar para alívio de pressão na região calcânea. Com 4 células de ar Smartcells revestindo a parte exterior e um tecido anti-fricção no interior, reduz ao mínimo os efeitos de fricção. Promove o alívio de pressão também do tornozelo. Com superfície exterior antiderrapante na região sob a planta do pé, permite ao utilizador apoiar o pé no chão sem risco de escorregar. Disponível em três tamanhos: S M ou L</p>	85,00 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Etapa 2 - selecionar Tamanho

Vicair® Adjuster O2

Altura 6 cm



Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)



Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)



Pedido especial
consultar disponibilidade



Tamanho não
disponível

VICAIR ADJUSTER O2 - 6cm - CAPA TOP

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OAD6/ TP/3535	OAD6/ TP/3835	OAD6/ TP/4035	OAD6/ TP/4335	OAD6/ TP/4535			
	38	OAD6/ TP/3538	OAD6/ TP/3838	OAD6/ TP/4038	OAD6/ TP/4338	OAD6/ TP/4538	OAD6/ TP/4838		
	40	OAD6/ TP/3540	OAD6/ TP/3840	OAD6/ TP/4040	OAD6/ TP/4340	OAD6/ TP/4540	OAD6/ TP/4840	OAD6/ TP/5040	OAD6/ TP/5340
	43	OAD6/ TP/3543	OAD6/ TP/3843	OAD6/ TP/4043	OAD6/ TP/4343	OAD6/ TP/4543	OAD6/ TP/4843	OAD6/ TP/5043	OAD6/ TP/5343
	45	OAD6/ TP/3545	OAD6/ TP/3845	OAD6/ TP/4045	OAD6/ TP/4345	OAD6/ TP/4545	OAD6/ TP/4845	OAD6/ TP/5045	OAD6/ TP/5345
	48		OAD6/ TP/3848	OAD6/ TP/4048	OAD6/ TP/4348	OAD6/ TP/4548	OAD6/ TP/4848	OAD6/ TP/5048	OAD6/ TP/5348
	50			OAD6/ TP/4050	OAD6/ TP/4350	OAD6/ TP/4550	OAD6/ TP/4850	OAD6/ TP/5050	OAD6/ TP/5350
	53			OAD6/ TP/4053	OAD6/ TP/4353	OAD6/ TP/4553	OAD6/ TP/4853	OAD6/ TP/5053	OAD6/ TP/5353

VICAIR ADJUSTER O2 - 6cm - CAPA COMFAIR

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OAD6/ CC/3535	OAD6/ CC/3835	OAD6/ CC/4035	OAD6/ CC/4335	OAD6/ CC/4535			
	38	OAD6/ CC/3538	OAD6/ CC/3838	OAD6/ CC/4038	OAD6/ CC/4338	OAD6/ CC/4538	OAD6/ CC/4838		
	40	OAD6/ CC/3540	OAD6/ CC/3840	OAD6/ CC/4040	OAD6/ CC/4340	OAD6/ CC/4540	OAD6/ CC/4840	OAD6/ CC/5040	OAD6/ CC/5340
	43	OAD6/ CC/3543	OAD6/ CC/3843	OAD6/ CC/4043	OAD6/ CC/4343	OAD6/ CC/4543	OAD6/ CC/4843	OAD6/ CC/5043	OAD6/ CC/5343
	45	OAD6/ CC/3545	OAD6/ CC/3845	OAD6/ CC/4045	OAD6/ CC/4345	OAD6/ CC/4545	OAD6/ CC/4845	OAD6/ CC/5045	OAD6/ CC/5345
	48		OAD6/ CC/3848	OAD6/ CC/4048	OAD6/ CC/4348	OAD6/ CC/4548	OAD6/ CC/4848	OAD6/ CC/5048	OAD6/ CC/5348
	50			OAD6/ CC/4050	OAD6/ CC/4350	OAD6/ CC/4550	OAD6/ CC/4850	OAD6/ CC/5050	OAD6/ CC/5350
	53			OAD6/ CC/4053	OAD6/ CC/4353	OAD6/ CC/4553	OAD6/ CC/4853	OAD6/ CC/5053	OAD6/ CC/5353

VICAIR ADJUSTER O2 - 6cm - CAPA INCOTEC

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OAD6/ CI/3535	OAD6/ CI/3835	OAD6/ CI/4035	OAD6/ CI/4335	OAD6/ CI/4535			
	38	OAD6/ CI/3538	OAD6/ CI/3838	OAD6/ CI/4038	OAD6/ CI/4338	OAD6/ CI/4538	OAD6/ CI/4838		
	40	OAD6/ CI/3540	OAD6/ CI/3840	OAD6/ CI/4040	OAD6/ CI/4340	OAD6/ CI/4540	OAD6/ CI/4840	OAD6/ CI/5040	OAD6/ CI/5340
	43	OAD6/ CI/3543	OAD6/ CI/3843	OAD6/ CI/4043	OAD6/ CI/4343	OAD6/ CI/4543	OAD6/ CI/4843	OAD6/ CI/5043	OAD6/ CI/5343
	45	OAD6/ CI/3545	OAD6/ CI/3845	OAD6/ CI/4045	OAD6/ CI/4345	OAD6/ CI/4545	OAD6/ CI/4845	OAD6/ CI/5045	OAD6/ CI/5345
	48		OAD6/ CI/3848	OAD6/ CI/4048	OAD6/ CI/4348	OAD6/ CI/4548	OAD6/ CI/4848	OAD6/ CI/5048	OAD6/ CI/5348
	50			OAD6/ CI/4050	OAD6/ CI/4350	OAD6/ CI/4550	OAD6/ CI/4850	OAD6/ CI/5050	OAD6/ CI/5350
	53			OAD6/ CI/4053	OAD6/ CI/4353	OAD6/ CI/4553	OAD6/ CI/4853	OAD6/ CI/5053	OAD6/ CI/5353

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Adjuster O2

Altura 10 cm

VICAIR ADJUSTER O2 - 10cm - CAPA TOP

cm	LARGURA										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	OAD10/TP/3535	OAD10/TP/3835	OAD10/TP/4035	OAD10/TP/4335	OAD10/TP/4535						
38	OAD10/TP/3538	OAD10/TP/3838	OAD10/TP/4038	OAD10/TP/4338	OAD10/TP/4538	OAD10/TP/4838					
40	OAD10/TP/3540	OAD10/TP/3840	OAD10/TP/4040	OAD10/TP/4340	OAD10/TP/4540	OAD10/TP/4840	OAD10/TP/5040	OAD10/TP/5340			
43	OAD10/TP/3543	OAD10/TP/3843	OAD10/TP/4043	OAD10/TP/4343	OAD10/TP/4543	OAD10/TP/4843	OAD10/TP/5043	OAD10/TP/5343	OAD10/TP/5543	OAD10/TP/5843	
45	OAD10/TP/3545	OAD10/TP/3845	OAD10/TP/4045	OAD10/TP/4345	OAD10/TP/4545	OAD10/TP/4845	OAD10/TP/5045	OAD10/TP/5345	OAD10/TP/5545	OAD10/TP/5845	OAD10/TP/6045
48		OAD10/TP/3848	OAD10/TP/4048	OAD10/TP/4348	OAD10/TP/4548	OAD10/TP/4848	OAD10/TP/5048	OAD10/TP/5348	OAD10/TP/5548	OAD10/TP/5848	OAD10/TP/6048
50			OAD10/TP/4050	OAD10/TP/4350	OAD10/TP/4550	OAD10/TP/4850	OAD10/TP/5050	OAD10/TP/5350	OAD10/TP/5550	OAD10/TP/5850	OAD10/TP/6050
53			OAD10/TP/4053	OAD10/TP/4353	OAD10/TP/4553	OAD10/TP/4853	OAD10/TP/5053	OAD10/TP/5353	OAD10/TP/5553	OAD10/TP/5853	OAD10/TP/6053
55				OAD10/TP/4355	OAD10/TP/4555	OAD10/TP/4855	OAD10/TP/5055	OAD10/TP/5355	OAD10/TP/5555	OAD10/TP/5855	OAD10/TP/6055
58				OAD10/TP/4358	OAD10/TP/4558	OAD10/TP/4858	OAD10/TP/5058	OAD10/TP/5358	OAD10/TP/5558	OAD10/TP/5858	OAD10/TP/6058
60					OAD10/TP/4560	OAD10/TP/4860	OAD10/TP/5060	OAD10/TP/5360	OAD10/TP/5560	OAD10/TP/5860	OAD10/TP/6060

VICAIR ADJUSTER O2 - 10cm - CAPA COMFAIR

cm	LARGURA										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	OAD10/CC/3535	OAD10/CC/3835	OAD10/CC/4035	OAD10/CC/4335	OAD10/CC/4535						
38	OAD10/CC/3538	OAD10/CC/3838	OAD10/CC/4038	OAD10/CC/4338	OAD10/CC/4538	OAD10/CC/4838					
40	OAD10/CC/3540	OAD10/CC/3840	OAD10/CC/4040	OAD10/CC/4340	OAD10/CC/4540	OAD10/CC/4840	OAD10/CC/5040	OAD10/CC/5340			
43	OAD10/CC/3543	OAD10/CC/3843	OAD10/CC/4043	OAD10/CC/4343	OAD10/CC/4543	OAD10/CC/4843	OAD10/CC/5043	OAD10/CC/5343	OAD10/CC/5543	OAD10/CC/5843	
45	OAD10/CC/3545	OAD10/CC/3845	OAD10/CC/4045	OAD10/CC/4345	OAD10/CC/4545	OAD10/CC/4845	OAD10/CC/5045	OAD10/CC/5345	OAD10/CC/5545	OAD10/CC/5845	OAD10/CC/6045
48		OAD10/CC/3848	OAD10/CC/4048	OAD10/CC/4348	OAD10/CC/4548	OAD10/CC/4848	OAD10/CC/5048	OAD10/CC/5348	OAD10/CC/5548	OAD10/CC/5848	OAD10/CC/6048
50			OAD10/CC/4050	OAD10/CC/4350	OAD10/CC/4550	OAD10/CC/4850	OAD10/CC/5050	OAD10/CC/5350	OAD10/CC/5550	OAD10/CC/5850	OAD10/CC/6050
53			OAD10/CC/4053	OAD10/CC/4353	OAD10/CC/4553	OAD10/CC/4853	OAD10/CC/5053	OAD10/CC/5353	OAD10/CC/5553	OAD10/CC/5853	OAD10/CC/6053
55				OAD10/CC/4355	OAD10/CC/4555	OAD10/CC/4855	OAD10/CC/5055	OAD10/CC/5355	OAD10/CC/5555	OAD10/CC/5855	OAD10/CC/6055
58				OAD10/CC/4358	OAD10/CC/4558	OAD10/CC/4858	OAD10/CC/5058	OAD10/CC/5358	OAD10/CC/5558	OAD10/CC/5858	OAD10/CC/6058
60					OAD10/CC/4560	OAD10/CC/4860	OAD10/CC/5060	OAD10/CC/5360	OAD10/CC/5560	OAD10/CC/5860	OAD10/CC/6060

VICAIR ADJUSTER O2 - 10cm - CAPA INCOTEC

cm	LARGURA										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	OAD10/CC/3535	OAD10/CC/3835	OAD10/CC/4035	OAD10/CC/4335	OAD10/CC/4535						
38	OAD10/CC/3538	OAD10/CC/3838	OAD10/CC/4038	OAD10/CC/4338	OAD10/CC/4538	OAD10/CC/4838					
40	OAD10/CC/3540	OAD10/CC/3840	OAD10/CC/4040	OAD10/CC/4340	OAD10/CC/4540	OAD10/CC/4840	OAD10/CC/5040	OAD10/CC/5340			
43	OAD10/CC/3543	OAD10/CC/3843	OAD10/CC/4043	OAD10/CC/4343	OAD10/CC/4543	OAD10/CC/4843	OAD10/CC/5043	OAD10/CC/5343	OAD10/CC/5543	OAD10/CC/5843	
45	OAD10/CC/3545	OAD10/CC/3845	OAD10/CC/4045	OAD10/CC/4345	OAD10/CC/4545	OAD10/CC/4845	OAD10/CC/5045	OAD10/CC/5345	OAD10/CC/5545	OAD10/CC/5845	OAD10/CC/6045
48		OAD10/CC/3848	OAD10/CC/4048	OAD10/CC/4348	OAD10/CC/4548	OAD10/CC/4848	OAD10/CC/5048	OAD10/CC/5348	OAD10/CC/5548	OAD10/CC/5848	OAD10/CC/6048
50			OAD10/CC/4050	OAD10/CC/4350	OAD10/CC/4550	OAD10/CC/4850	OAD10/CC/5050	OAD10/CC/5350	OAD10/CC/5550	OAD10/CC/5850	OAD10/CC/6050
53			OAD10/CC/4053	OAD10/CC/4353	OAD10/CC/4553	OAD10/CC/4853	OAD10/CC/5053	OAD10/CC/5353	OAD10/CC/5553	OAD10/CC/5853	OAD10/CC/6053
55				OAD10/CC/4355	OAD10/CC/4555	OAD10/CC/4855	OAD10/CC/5055	OAD10/CC/5355	OAD10/CC/5555	OAD10/CC/5855	OAD10/CC/6055
58				OAD10/CC/4358	OAD10/CC/4558	OAD10/CC/4858	OAD10/CC/5058	OAD10/CC/5358	OAD10/CC/5558	OAD10/CC/5858	OAD10/CC/6058
60					OAD10/CC/4560	OAD10/CC/4860	OAD10/CC/5060	OAD10/CC/5360	OAD10/CC/5560	OAD10/CC/5860	OAD10/CC/6060

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Vector O2

Altura 6 cm



Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

Pedido especial
consultar disponibilidade

Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

Tamanho não
disponível

VICAIR VECTOR O2 - 6cm - CAPA TOP

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OVR6/ TP/3535	OVR6/ TP/3835	OVR6/ TP/4035	OVR6/ TP/4335	OVR6/ TP/4535			
	38	OVR6/ TP/3538	OVR6/ TP/3838	OVR6/ TP/4038	OVR6/ TP/4338	OVR6/ TP/4538	OVR6/ TP/4838		
	40	OVR6/ TP/3540	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/4040	OVR6/ TP/4340	OVR6/ TP/4540	OVR6/ TP/4840	OVR6/ TP/5040	OVR6/ TP/5340
	43	OVR6/ TP/3543	OVR6/ TP/3843	OVR6/ TP/4043	OVR6/ TP/4343	OVR6/ TP/4543	OVR6/ TP/4843	OVR6/ TP/5043	OVR6/ TP/5343
	45	OVR6/ TP/3545	OVR6/ TP/3845	OVR6/ TP/4045	OVR6/ TP/4345	OVR6/ TP/4545	OVR6/ TP/4845	OVR6/ TP/5045	OVR6/ TP/5345
	48		OVR6/ TP/3848	OVR6/ TP/4048	OVR6/ TP/4348	OVR6/ TP/4548	OVR6/ TP/4848	OVR6/ TP/5048	OVR6/ TP/5348
	50			OVR6/ TP/4050	OVR6/ TP/4350	OVR6/ TP/4550	OVR6/ TP/4850	OVR6/ TP/5050	OVR6/ TP/5350
	53			OVR6/ TP/4053	OVR6/ TP/4353	OVR6/ TP/4553	OVR6/ TP/4853	OVR6/ TP/5053	OVR6/ TP/5353

VICAIR VECTOR O2 - 6cm - CAPA COMFAIR

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OVR6/ CC/3535	OVR6/ CC/3835	OVR6/ CC/4035	OVR6/ CC/4335	OVR6/ CC/4535			
	38	OVR6/ CC/3538	OVR6/ CC/3838	OVR6/ CC/4038	OVR6/ CC/4338	OVR6/ CC/4538	OVR6/ CC/4838		
	40	OVR6/ CC/3540	OVR6/ CC/3840	OVR6/ CC/4040	OVR6/ CC/4340	OVR6/ CC/4540	OVR6/ CC/4840	OVR6/ CC/5040	OVR6/ CC/5340
	43	OVR6/ CC/3543	OVR6/ CC/3843	OVR6/ CC/4043	OVR6/ CC/4343	OVR6/ CC/4543	OVR6/ CC/4843	OVR6/ CC/5043	OVR6/ CC/5343
	45	OVR6/ CC/3545	OVR6/ CC/3845	OVR6/ CC/4045	OVR6/ CC/4345	OVR6/ CC/4545	OVR6/ CC/4845	OVR6/ CC/5045	OVR6/ CC/5345
	48		OVR6/ CC/3848	OVR6/ CC/4048	OVR6/ CC/4348	OVR6/ CC/4548	OVR6/ CC/4848	OVR6/ CC/5048	OVR6/ CC/5348
	50			OVR6/ CC/4050	OVR6/ CC/4350	OVR6/ CC/4550	OVR6/ CC/4850	OVR6/ CC/5050	OVR6/ CC/5350
	53			OVR6/ CC/4053	OVR6/ CC/4353	OVR6/ CC/4553	OVR6/ CC/4853	OVR6/ CC/5053	OVR6/ CC/5353

VICAIR VECTOR O2 - 6cm - CAPA INCOTEC

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OVR6/ CI/3535	OVR6/ CI/3835	OVR6/ CI/4035	OVR6/ CI/4335	OVR6/ CI/4535			
	38	OVR6/ CI/3538	OVR6/ CI/3838	OVR6/ CI/4038	OVR6/ CI/4338	OVR6/ CI/4538	OVR6/ CI/4838		
	40	OVR6/ CI/3540	OVR6/ CI/3840	OVR6/ CI/4040	OVR6/ CI/4340	OVR6/ CI/4540	OVR6/ CI/4840	OVR6/ CI/5040	OVR6/ CI/5340
	43	OVR6/ CI/3543	OVR6/ CI/3843	OVR6/ CI/4043	OVR6/ CI/4343	OVR6/ CI/4543	OVR6/ CI/4843	OVR6/ CI/5043	OVR6/ CI/5343
	45	OVR6/ CI/3545	OVR6/ CI/3845	OVR6/ CI/4045	OVR6/ CI/4345	OVR6/ CI/4545	OVR6/ CI/4845	OVR6/ CI/5045	OVR6/ CI/5345
	48		OVR6/ CI/3848	OVR6/ CI/4048	OVR6/ CI/4348	OVR6/ CI/4548	OVR6/ CI/4848	OVR6/ CI/5048	OVR6/ CI/5348
	50			OVR6/ CI/4050	OVR6/ CI/4350	OVR6/ CI/4550	OVR6/ CI/4850	OVR6/ CI/5050	OVR6/ CI/5350
	53			OVR6/ CI/4053	OVR6/ CI/4353	OVR6/ CI/4553	OVR6/ CI/4853	OVR6/ CI/5053	OVR6/ CI/5353

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Vector O2

Altura 10 cm

VICAIR VECTOR O2 - 10cm - CAPA TOP

		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35	OVR10/TP/3535	OVR10/TP/3835	OVR10/TP/4035	OVR10/TP/4335	OVR10/TP/4535						
	38	OVR10/TP/3538	OVR10/TP/3838	OVR10/TP/4038	OVR10/TP/4338	OVR10/TP/4538	OVR10/TP/4838					
	40	OVR10/TP/3540	OVR10/TP/3840	OVR10/TP/4040	OVR10/TP/4340	OVR10/TP/4540	OVR10/TP/4840	OVR10/TP/5040	OVR10/TP/5340			
	43	OVR10/TP/3543	OVR10/TP/3843	OVR10/TP/4043	OVR10/TP/4343	OVR10/TP/4543	OVR10/TP/4843	OVR10/TP/5043	OVR10/TP/5343	OVR10/TP/5543	OVR10/TP/5843	
	45	OVR10/TP/3545	OVR10/TP/3845	OVR10/TP/4045	OVR10/TP/4345	OVR10/TP/4545	OVR10/TP/4845	OVR10/TP/5045	OVR10/TP/5345	OVR10/TP/5545	OVR10/TP/5845	OVR10/TP/6045
	48		OVR10/TP/3848	OVR10/TP/4048	OVR10/TP/4348	OVR10/TP/4548	OVR10/TP/4848	OVR10/TP/5048	OVR10/TP/5348	OVR10/TP/5548	OVR10/TP/5848	OVR10/TP/6048
	50			OVR10/TP/4050	OVR10/TP/4350	OVR10/TP/4550	OVR10/TP/4850	OVR10/TP/5050	OVR10/TP/5350	OVR10/TP/5550	OVR10/TP/5850	OVR10/TP/6050
	53			OVR10/TP/4053	OVR10/TP/4353	OVR10/TP/4553	OVR10/TP/4853	OVR10/TP/5053	OVR10/TP/5353	OVR10/TP/5553	OVR10/TP/5853	OVR10/TP/6053
	55				OVR10/TP/4355	OVR10/TP/4555	OVR10/TP/4855	OVR10/TP/5055	OVR10/TP/5355	OVR10/TP/5555	OVR10/TP/5855	OVR10/TP/6055
	58				OVR10/TP/4358	OVR10/TP/4558	OVR10/TP/4858	OVR10/TP/5058	OVR10/TP/5358	OVR10/TP/5558	OVR10/TP/5858	OVR10/TP/6058
60					OVR10/TP/4560	OVR10/TP/4860	OVR10/TP/5060	OVR10/TP/5360	OVR10/TP/5560	OVR10/TP/5860	OVR10/TP/6060	

VICAIR VECTOR O2 - 10cm - CAPA COMFAIR

		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35	OVR10/CC/3535	OVR10/CC/3835	OVR10/CC/4035	OVR10/CC/4335	OVR10/CC/4535						
	38	OVR10/CC/3538	OVR10/CC/3838	OVR10/CC/4038	OVR10/CC/4338	OVR10/CC/4538	OVR10/CC/4838					
	40	OVR10/CC/3540	OVR10/CC/3840	OVR10/CC/4040	OVR10/CC/4340	OVR10/CC/4540	OVR10/CC/4840	OVR10/CC/5040	OVR10/CC/5340			
	43	OVR10/CC/3543	OVR10/CC/3843	OVR10/CC/4043	OVR10/CC/4343	OVR10/CC/4543	OVR10/CC/4843	OVR10/CC/5043	OVR10/CC/5343	OVR10/CC/5543	OVR10/CC/5843	
	45	OVR10/CC/3545	OVR10/CC/3845	OVR10/CC/4045	OVR10/CC/4345	OVR10/CC/4545	OVR10/CC/4845	OVR10/CC/5045	OVR10/CC/5345	OVR10/CC/5545	OVR10/CC/5845	OVR10/CC/6045
	48		OVR10/CC/3848	OVR10/CC/4048	OVR10/CC/4348	OVR10/CC/4548	OVR10/CC/4848	OVR10/CC/5048	OVR10/CC/5348	OVR10/CC/5548	OVR10/CC/5848	OVR10/CC/6048
	50			OVR10/CC/4050	OVR10/CC/4350	OVR10/CC/4550	OVR10/CC/4850	OVR10/CC/5050	OVR10/CC/5350	OVR10/CC/5550	OVR10/CC/5850	OVR10/CC/6050
	53			OVR10/CC/4053	OVR10/CC/4353	OVR10/CC/4553	OVR10/CC/4853	OVR10/CC/5053	OVR10/CC/5353	OVR10/CC/5553	OVR10/CC/5853	OVR10/CC/6053
	55				OVR10/CC/4355	OVR10/CC/4555	OVR10/CC/4855	OVR10/CC/5055	OVR10/CC/5355	OVR10/CC/5555	OVR10/CC/5855	OVR10/CC/6055
	58				OVR10/CC/4358	OVR10/CC/4558	OVR10/CC/4858	OVR10/CC/5058	OVR10/CC/5358	OVR10/CC/5558	OVR10/CC/5858	OVR10/CC/6058
60					OVR10/CC/4560	OVR10/CC/4860	OVR10/CC/5060	OVR10/CC/5360	OVR10/CC/5560	OVR10/CC/5860	OVR10/CC/6060	

VICAIR VECTOR O2 - 10cm - CAPA INCOTEC

		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35	OVR10/CI/3535	OVR10/CI/3835	OVR10/CI/4035	OVR10/CI/4335	OVR10/CI/4535						
	38	OVR10/CI/3538	OVR10/CI/3838	OVR10/CI/4038	OVR10/CI/4338	OVR10/CI/4538	OVR10/CI/4838					
	40	OVR10/CI/3540	OVR10/CI/3840	OVR10/CI/4040	OVR10/CI/4340	OVR10/CI/4540	OVR10/CI/4840	OVR10/CI/5040	OVR10/CI/5340			
	43	OVR10/CI/3543	OVR10/CI/3843	OVR10/CI/4043	OVR10/CI/4343	OVR10/CI/4543	OVR10/CI/4843	OVR10/CI/5043	OVR10/CI/5343	OVR10/CI/5543	OVR10/CI/5843	
	45	OVR10/CI/3545	OVR10/CI/3845	OVR10/CI/4045	OVR10/CI/4345	OVR10/CI/4545	OVR10/CI/4845	OVR10/CI/5045	OVR10/CI/5345	OVR10/CI/5545	OVR10/CI/5845	OVR10/CI/6045
	48		OVR10/CI/3848	OVR10/CI/4048	OVR10/CI/4348	OVR10/CI/4548	OVR10/CI/4848	OVR10/CI/5048	OVR10/CI/5348	OVR10/CI/5548	OVR10/CI/5848	OVR10/CI/6048
	50			OVR10/CI/4050	OVR10/CI/4350	OVR10/CI/4550	OVR10/CI/4850	OVR10/CI/5050	OVR10/CI/5350	OVR10/CI/5550	OVR10/CI/5850	OVR10/CI/6050
	53			OVR10/CI/4053	OVR10/CI/4353	OVR10/CI/4553	OVR10/CI/4853	OVR10/CI/5053	OVR10/CI/5353	OVR10/CI/5553	OVR10/CI/5853	OVR10/CI/6053
	55				OVR10/CI/4355	OVR10/CI/4555	OVR10/CI/4855	OVR10/CI/5055	OVR10/CI/5355	OVR10/CI/5555	OVR10/CI/5855	OVR10/CI/6055
	58				OVR10/CI/4358	OVR10/CI/4558	OVR10/CI/4858	OVR10/CI/5058	OVR10/CI/5358	OVR10/CI/5558	OVR10/CI/5858	OVR10/CI/6058
60					OVR10/CI/4560	OVR10/CI/4860	OVR10/CI/5060	OVR10/CI/5360	OVR10/CI/5560	OVR10/CI/5860	OVR10/CI/6060	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Active O2

Altura 6 cm



■ Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

Pedido especial
consultar disponibilidade

Tamanho não
disponível

VICAIR ACTIVE O2 - 6cm

		LARGURA							
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	
PROFUNDIDADE	35	OCT6/ 3535	OCT6/ 3835	OCT6/ 4035	OCT6/ 4335	OCT6/ 4535			
	38	OCT6/ 3538	OCT6/ 3838	OCT6/ 4038	OCT6/ 4338	OCT6/ 4538	OCT6/ 4838		
	40	OCT6/ 3540	OCT6/ 3840	OCT6/ 4040	OCT6/ 4340	OCT6/ 4540	OCT6/ 4840	OCT6/ 5040	OCT6/ 5340
	43	OCT6/ 3543	OCT6/ 3843	OCT6/ 4043	OCT6/ 4343	OCT6/ 4543	OCT6/ 4843	OCT6/ 5043	OCT6/ 5343
	45	OCT6/ 3545	OCT6/ 3845	OCT6/ 4045	OCT6/ 4345	OCT6/ 4545	OCT6/ 4845	OCT6/ 5045	OCT6/ 5345
	48		OCT6/ 3848	OCT6/ 4048	OCT6/ 4348	OCT6/ 4548	OCT6/ 4848	OCT6/ 5048	OCT6/ 5348
	50			OCT6/ 4050	OCT6/ 4350	OCT6/ 4550	OCT6/ 4850	OCT6/ 5050	OCT6/ 5350
	53			OCT6/ 4053	OCT6/ 4353	OCT6/ 4553	OCT6/ 4853	OCT6/ 5053	OCT6/ 5353

Altura 10 cm

VICAIR ACTIVE O2 - 9cm

		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35	OCT9/ 3535	OCT9/ 3835	OCT9/ 4035	OCT9/ 4335	OCT9/ 4535						
	38	OCT9/ 3538	OCT9/ 3838	OCT9/ 4038	OCT9/ 4338	OCT9/ 4538	OCT9/ 4838					
	40	OCT9/ 3540	OCT9/ 3840	OCT9/ 4040	OCT9/ 4340	OCT9/ 4540	OCT9/ 4840	OCT9/ 5040	OCT9/ 5340			
	43	OCT9/ 3543	OCT9/ 3843	OCT9/ 4043	OCT9/ 4343	OCT9/ 4543	OCT9/ 4843	OCT9/ 5043	OCT9/ 5343	OCT9/ 5543	OCT9/ 5843	
	45	OCT9/ 3545	OCT9/ 3845	OCT9/ 4045	OCT9/ 4345	OCT9/ 4545	OCT9/ 4845	OCT9/ 5045	OCT9/ 5345	OCT9/ 5545	OCT9/ 5845	OCT9/ 6045
	48		OCT9/ 3848	OCT9/ 4048	OCT9/ 4348	OCT9/ 4548	OCT9/ 4848	OCT9/ 5048	OCT9/ 5348	OCT9/ 5548	OCT9/ 5848	OCT9/ 6048
	50			OCT9/ 4050	OCT9/ 4350	OCT9/ 4550	OCT9/ 4850	OCT9/ 5050	OCT9/ 5350	OCT9/ 5550	OCT9/ 5850	OCT9/ 6050
	53			OCT9/ 4053	OCT9/ 4353	OCT9/ 4553	OCT9/ 4853	OCT9/ 5053	OCT9/ 5353	OCT9/ 5553	OCT9/ 5853	OCT9/ 6053
	55				OCT9/ 4355	OCT9/ 4555	OCT9/ 4855	OCT9/ 5055	OCT9/ 5355	OCT9/ 5555	OCT9/ 5855	OCT9/ 6055
	58				OCT9/ 4358	OCT9/ 4558	OCT9/ 4858	OCT9/ 5058	OCT9/ 5358	OCT9/ 5558	OCT9/ 5858	OCT9/ 6058
	60					OCT9/ 4560	OCT9/ 4860	OCT9/ 5060	OCT9/ 5360	OCT9/ 5560	OCT9/ 5860	OCT9/ 6060

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® AllRounder O2



■ Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

■ Stock no armazém central (maior prazo de entrega)

Pedido especial consultar disponibilidade

■ Tamanho não disponível

	LARGURA DA ANCA (Medida A-B)
OAL/SMALL	<38cm
OAL/MEDIUM	38 - 43 cm
OAL/LARGE	43 - 48 cm



Na posição sentada, segure uma fita métrica horizontalmente por cima das pernas, ligando as ancas. Não siga o contorno das pernas e mantenha a fita métrica sempre reta. Tire a medida de A a B

Vicair® 4

■ Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

■ Stock no armazém central (maior prazo de entrega)

Pedido especial consultar disponibilidade

■ Tamanho não disponível





VICAIR 4 - 8cm - CAPA COMFAIR						
PROFUNDIDADE	LARGURA					
	cm	40	43	45	48	50
40	FOR/CC/4040					
43		FOR/CC/4343				
45			FOR/CC/4545			
48				FOR/CC/4848		
50					FOR/CC/5050	
VICAIR 4 - 8cm - CAPA INCOTEC						
PROFUNDIDADE	LARGURA					
	cm	40	43	45	48	50
40	FOR/CI/4040					
43		FOR/CI/4343				
45			FOR/CI/4545			
48				FOR/CI/4848		
50					FOR/CI/5050	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Centre Relief O2

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível



VICAIR VECTOR O2 - 10cm - CAPA TOP

		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35											
	38											
	40											
	43				OCR/ TP/4343							
	45					OCR/ TP/4545						
	48											
	50					OCR/ TP/4550		OCR/ TP/5050				
	53											
	55											
	58											
	60											

Vicair CENTRE RELIEF O2- 10cm - CAPA COMFAIR


		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35											
	38											
	40											
	43				OCR/ CC/4343							
	45					OCR/ CC/4545						
	48											
	50					OCR/ CC/4550		OCR/ CC/5050				
	53											
	55											
	58											
	60											


VICAIR VECTOR O2 - 10cm - CAPA INCOTEC


		LARGURA										
cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
PROFUNDIDADE	35											
	38											
	40											
	43				OCR/ CI/4343							
	45					OCR/ CI/4545						
	48											
	50					OCR/ CI/4550		OCR/ CI/5050				
	53											
	55											
	58											
	60											

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Vicair® Xxtra O2

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível



Vicair Xxtra O2- 10cm - CAPA TOP							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	55	60	65	70	75	
	45	OBA/ TP/5545	OBA/ TP/6045	OBA/ TP/6545			
	50	OBA/ TP/5550	OBA/ TP/6050	OBA/ TP/6550			
	55	OBA/ TP/5555	OBA/ TP/6055	OBA/ TP/6555			
	60	OBA/ TP/5560	OBA/ TP/6060	OBA/ TP/6560			
	65	OBA/ TP/5565	OBA/ TP/6065	OBA/ TP/6565			
	70						
75							
Vicair Xxtra O2- 10cm - CAPA COMFAIR							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	55	60	65	70	75	
	45	OBA/ CC/5545	OBA/ CC/6045	OBA/ CC/6545			
	50	OBA/ CC/5550	OBA/ CC/6050	OBA/ CC/6550			
	55	OBA/ CC/5555	OBA/ CC/6055	OBA/ CC/6555			
	60	OBA/ CC/5560	OBA/ CC/6060	OBA/ CC/6560			
	65	OBA/ CC/5565	OBA/ CC/6065	OBA/ CC/6565			
	70						
75							
Vicair Xxtra O2- 10cm - CAPA INCOTEC							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	55	60	65	70	75	
	45	OBA/ CI/5545	OBA/ CI/6045	OBA/ CI/6545			
	50	OBA/ CI/5550	OBA/ CI/6050	OBA/ CI/6550			
	55	OBA/ CI/5555	OBA/ CI/6055	OBA/ CI/6555			
	60	OBA/ CI/5560	OBA/ CI/6060	OBA/ CI/6560			
	65	OBA/ CI/5565	OBA/ CI/6065	OBA/ CI/6565			
	70						
75							

Vicair® Junior Vector O2

Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)


Pedido especial
consultar disponibilidade


Tamanho não
disponível




Vicair JUNIOR VECTOR O2- 6cm - CAPA TOP							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	25	28	30	33	35	
	25	OJVR/ TP/2525					
	28						
	30			OJVR/ TP/3030			
	33						
	35					OJVR/ TP/3535	
Vicair JUNIOR VECTOR O2- 6cm - CAPA COMFAIR							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	25	28	30	33	35	
	25	OJVR/ CC/2525					
	28						
	30			OJVR/ CC/3030			
	33						
	35					OJVR/ CC/3535	
Vicair JUNIOR VECTOR O2- 6cm - CAPA INCOTEC							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	25	28	30	33	35	
	25	OJVR/ CI/2525					
	28						
	30			OJVR/ CI/3030			
	33						
	35					OJVR/ CI/3535	

Vicair® Liberty

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível



VICAIR LIBERTY - SEM CAPA				
PROFUNDIDADE	LARGURA			
	cm	40	43	45
40			LBA/4540	
43		LBA/4343		
45	LBA/4045		LBA/4545	LBA/5045
50			LBA/4550	LBA/5050
VICAIR LIBERTY - CAPA COMFAIR				
PROFUNDIDADE	LARGURA			
	cm	40	43	45
40			LBA/ CK/4540	
43		LBA/ CK/4343		
45	LBA/ CK/4045		LBA/ CK/4545	LBA/ CK/5045
50			LBA/ CK/4550	LBA/ CK/5050
VICAIR LIBERTY - CAPA INCOTEC				
PROFUNDIDADE	LARGURA			
	cm	40	43	45
40			LBA/ IN/4540	
43		LBA/ IN/4343		
45	LBA/ IN/4045		LBA/ IN/4545	LBA/ IN/5045
50			LBA/ IN/4550	LBA/ IN/5050

Vicair® Liberty Profile

- Tamanhos em Stock (entrega em 48h)
- Stock no armazém central (maior prazo de entrega)
- Pedido especial consultar disponibilidade
- Tamanho não disponível



VICAIR LIBERTY PROFILE - SEM CAPA					
PROFUNDIDADE	LARGURA				
	cm	40	43	45	50
40	LPR/4040			LPR/4540	
43		LPR/4343			
45	LPR/4045			LPR/4545	LPR/5045
50				LPR/4550	LPR/5050

VICAIR LIBERTY PROFILE - CAPA AIR EXCHANGE					
PROFUNDIDADE	LARGURA				
	cm	40	43	45	50
40	LPR/AX/4040			LPR/AX/4540	
43		LPR/AX/4343			
45	LPR/AX/4045			LPR/AX/4545	LPR/AX/5045
50				LPR/AX/4550	LPR/AX/5050

VICAIR LIBERTY PROFILE - CAPA INCOTEC					
PROFUNDIDADE	LARGURA				
	cm	40	43	45	50
40	LPR/IN/4040			LPR/IN/4540	
43		LPR/IN/4343			
45	LPR/IN/4045			LPR/IN/4545	LPR/IN/5045
50				LPR/IN/4550	LPR/IN/5050

Vicair® Liberty TC


- Tamanhos em Stock (entrega em 48h)
- Stock no armazém central (maior prazo de entrega)
- Pedido especial consultar disponibilidade
- Tamanho não disponível




	LARGURA DA ANCA (Medida A-B)
LTC1	43 x 43 cm
LTC2	50 x 45 cm
LTC3	45 X 50 cm

Encosto Vicair® Liberty

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade


 Tamanho não
disponível




LARGURA MIN-MAX ENTRE TUBOS DO ENCOSTO	ALTURA ENCOSTO
	45 cm
36-40 cm	LBS/1
40-43 cm	LBS/2
44-48 cm	LBS/3

Encosto Vicair® Anatomic

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível



VICAIR ANATOMIC					
ALTURA	LARGURA				
	cm	30	35	40	45
32	AABS/ AX/3032	AABS/ AX/3532	AABS/ AX/4032	AABS/ AX/4532	AABS/ AX/5032
40	AABS/ AX/3040	AABS/ AX/3540	AABS/ AX/4040	AABS/ AX/4540	AABS/ AX/5040
48	AABS/ AX/3048	AABS/ AX/3548	AABS/ AX/4048	AABS/ AX/4548	AABS/ AX/5048
56	AABS/ AX/3056	AABS/ AX/3556	AABS/ AX/4056	AABS/ AX/4556	AABS/ AX/5056

Encosto Vicair® Multifunctional O2



Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

Pedido especial
consultar disponibilidade

Tamanho não
disponível


VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2							
LARGURA							
cm	36	37	40	41	43	45	
ALTURA	36	OMFB/ CC/3636	OMFB/ CC/3736	OMFB/ CC/4036	OMFB/ CC/4136	OMFB/ CC/4336	OMFB/ CC/4536
	38	OMFB/ CC/3638	OMFB/ CC/3738	OMFB/ CC/4038	OMFB/ CC/4138	OMFB/ CC/4338	OMFB/ CC/4538
	40	OMFB/ CC/3640	OMFB/ CC/3740	OMFB/ CC/4040	OMFB/ CC/4140	OMFB/ CC/4340	OMFB/ CC/4540
	43	OMFB/ CC/3643	OMFB/ CC/3743	OMFB/ CC/4043	OMFB/ CC/4143	OMFB/ CC/4343	OMFB/ CC/4543
	45	OMFB/ CC/3645	OMFB/ CC/3745	OMFB/ CC/4045	OMFB/ CC/4145	OMFB/ CC/4345	OMFB/ CC/4545
	48	OMFB/ CC/3648	OMFB/ CC/3748	OMFB/ CC/4048	OMFB/ CC/4148	OMFB/ CC/4348	OMFB/ CC/4548
	50	OMFB/ CC/3650	OMFB/ CC/3750	OMFB/ CC/4050	OMFB/ CC/4150	OMFB/ CC/4350	OMFB/ CC/4550
	52	OMFB/ CC/3652	OMFB/ CC/3752	OMFB/ CC/4052	OMFB/ CC/4152	OMFB/ CC/4352	OMFB/ CC/4552
	54	OMFB/ CC/3654	OMFB/ CC/3754	OMFB/ CC/4054	OMFB/ CC/4154	OMFB/ CC/4354	OMFB/ CC/4554
	58	OMFB/ CC/3658	OMFB/ CC/3758	OMFB/ CC/4058	OMFB/ CC/4158	OMFB/ CC/4358	OMFB/ CC/4558
	60	OMFB/ CC/3660	OMFB/ CC/3760	OMFB/ CC/4060	OMFB/ CC/4160	OMFB/ CC/4360	OMFB/ CC/4560


VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2							
LARGURA							
cm	46	48	50	54	58	60	
ALTURA	36	OMFB/ CC/4636	OMFB/ CC/4836	OMFB/ CC/5036	OMFB/ CC/5436	OMFB/ CC/5836	OMFB/ CC/6036
	38	OMFB/ CC/4638	OMFB/ CC/4838	OMFB/ CC/5038	OMFB/ CC/5438	OMFB/ CC/5838	OMFB/ CC/6038
	40	OMFB/ CC/4640	OMFB/ CC/4840	OMFB/ CC/5040	OMFB/ CC/5440	OMFB/ CC/5840	OMFB/ CC/6040
	43	OMFB/ CC/4643	OMFB/ CC/4843	OMFB/ CC/5043	OMFB/ CC/5443	OMFB/ CC/5843	OMFB/ CC/6043
	45	OMFB/ CC/4645	OMFB/ CC/4845	OMFB/ CC/5045	OMFB/ CC/5445	OMFB/ CC/5845	OMFB/ CC/6045
	48	OMFB/ CC/4648	OMFB/ CC/4848	OMFB/ CC/5048	OMFB/ CC/5448	OMFB/ CC/5848	OMFB/ CC/6048
	50	OMFB/ CC/4650	OMFB/ CC/4850	OMFB/ CC/5050	OMFB/ CC/5450	OMFB/ CC/5850	OMFB/ CC/6050
	52	OMFB/ CC/4652	OMFB/ CC/4852	OMFB/ CC/5052	OMFB/ CC/5452	OMFB/ CC/5852	OMFB/ CC/6052
	54	OMFB/ CC/4654	OMFB/ CC/4854	OMFB/ CC/5054	OMFB/ CC/5454	OMFB/ CC/5854	OMFB/ CC/6054
	58	OMFB/ CC/4658	OMFB/ CC/4858	OMFB/ CC/5058	OMFB/ CC/5458	OMFB/ CC/5858	OMFB/ CC/6058
	60	OMFB/ CC/4660	OMFB/ CC/4860	OMFB/ CC/5060	OMFB/ CC/5460	OMFB/ CC/5860	OMFB/ CC/6060

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Encosto Vicair® Flex

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível





VICAIR FLEX						
ALTURA	LARGURA					
	cm	41	43	45	47	49
	55	AFB/ AX/4155	AFB/ AX/4355	AFB/ AX/4555	AFB/ AX/4755	AFB/ AX/4955
	56	AFB/ AX/4156	AFB/ AX/4356	AFB/ AX/4556	AFB/ AX/4756	AFB/ AX/4956
	57	AFB/ AX/4157	AFB/ AX/4357	AFB/ AX/4557	AFB/ AX/4757	AFB/ AX/4957
	58	AFB/ AX/4158	AFB/ AX/4358	AFB/ AX/4558	AFB/ AX/4758	AFB/ AX/4958
	59	AFB/ AX/4159	AFB/ AX/4359	AFB/ AX/4559	AFB/ AX/4759	AFB/ AX/4959
	60	AFB/ AX/4160	AFB/ AX/4360	AFB/ AX/4560	AFB/ AX/4760	AFB/ AX/4960

Código	Quantidade	Descrição	P.R.P. €
Acessórios Encosto Vicair Flex			
00600026		Contorno Lateral (obrigatório selecionar 2 unidades em cada encosto)	55,00 €

Apoio de Calcanhar Maxxcare

 Tamanhos em Stock
(entrega em 48h)

 Stock no armazém central
(maior prazo de entrega)

 Pedido especial
consultar disponibilidade

 Tamanho não
disponível



MAXXCARE	
Código	Descrição
060004	Maxxcare tam. S
060001	Maxxcare tam. M
060003	Maxxcare tam. L